

Podróżny elektryczny wózek inwalidzki ITRAVEL CARBON



Podróżny elektryczny wózek inwalidzki ITRAVEL CARBON

Elektryczny podróżny wózek iTRAVEL CARBON to innowacyjne rozwiązanie dla osób poszukujących komfortu, mobilności i łatwości obsługi podczas podróży. Wyposażony w szereg funkcji, zapewniających bezpieczeństwo i wygodę, jest idealnym towarzyszem w każdej podróży.

Główne cechy produktu:

Wózek o napędzie elektrycznym:

Zapewniający płynną i łatwą jazdę bez konieczności wysiłku fizycznego.

System łatwego składania:

Umożliwiający szybkie i bezproblemowe składanie wózka, co sprawia, że jest idealnym towarzyszem podróży.

Małe rozmiary po złożeniu:

Ułatwiający transport wózka, nawet w małych bagażnikach czy schowkach.

Panel boczny ze składanymi podłokietnikami:

Zapewniający łatwą obsługę jedną ręką i ułatwiający przenoszenie wózka.

Odchylane podłokietniki:

Zapewniające większy komfort podczas wsiadania i zsiadania z wózka.

Elektronika Penny & Giles 35A:

Zapewniająca niezawodność i precyzję w działaniu wózka.

Ergonomiczne oparcie:

Zapewniające wygodną pozycję siedzącą i wsparcie dla pleców.

Pokonywanie wzniesień do 6%:

Dzięki silnemu napędowi i kompaktowej konstrukcji wózek łatwo pokonuje trudne tereny.

Kółka zapobiegające przewróceniu:

Zapewniające stabilność wózka nawet podczas jazdy po nierównym terenie.

Opony odporne na przebicie:

Zapewniające bezpieczeństwo i trwałość podczas użytkowania na różnych nawierzchniach.

Jednoczęściowy podnóżek:

Chowany pod wózek, zapewniający dodatkową wygodę podczas użytkowania.

Dodatkowe wyposażenie:

Profilowana poduszka siedziska z klinem:

Zapewniająca dodatkowe wsparcie dla użytkownika poprzez profilowanie, co pomaga w

zapewnieniu właściwej postawy ciała i redukcji nacisku na kręgosłup.

Tapicerka oparcia z regulowanymi na wysokość pelotami:

Oferująca regulację wysokości pelotów, co umożliwia dostosowanie oparcia do indywidualnych potrzeb użytkownika i zapewniając wsparcie dla kręgosłupa oraz komfort podczas długotrwałego użytkowania wózka.

Parametry techniczne:

Prędkość max (km/h)	6
Szerokość siedziska (cm)	44
Głębokość siedziska (cm)	40
Wysokość oparcia pleców	46
Długość podudzia przy podnóżku opuszczonym (cm)	43
Długość całkowita (cm)	92
Szerokość całkowita wózka (cm)	57
Wysokość całkowita (cm)	87
Kółka przednie średnica (cm)	17,5
Koła tylne średnica (cm)	21,6
Silnik (W)	2x250W
Zasięg do (km)	12
Akumulatory litowo-jonowe (Ah)	12
Ładowarka (A)	2
Waga bez/z akumulatorami (kg)	16/17,8
Waga użytkownika (kg)	do 120



WSKAZANIA/PRZECIWWSKAZANIA:

Przed zakupem i użytkowaniem produktu zaleca się zapoznanie z poniższymi wskazaniami i przeciwwskazaniami:

- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych lub innych niepożądanych objawów należy skonsultować się z lekarzem.
- Używanie elektronicznego podróznego wózka inwalidzkiego powinno odbywać się

zgodnie z zaleceniami lekarza i instrukcjami producenta.

- Nie wolno używać wózka w przypadku wystąpienia przeciwwskazań, takich jak niezdolność utrzymania pozycji siedzącej, ubytki kończyn, kognitywne zaburzenia, itp.
- W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa lub właściwego użytkowania wózka, zaleca się konsultację z lekarzem lub specjalistą.

[FORMULARZ ZAMÓWIENIA](#)