

Spacerowy wózek inwalidzki Medilife B5 (RF-11)



Spacerowy wózek inwalidzki Medilife B5 (RF-11)

Medilife B5 (RF-11) to wózek inwalidzki spacerowy bierny, stworzony z myślą o zapewnieniu wyjątkowego komfortu, wsparcia oraz bezpieczeństwa dla użytkowników poszukujących mobilności i funkcjonalności. Ten wózek inwalidzki łączy w sobie prostotę użytkowania z zaawansowanymi opcjami dostosowania, aby sprostać różnorodnym potrzebom zdrowotnym.

Główne cechy produktu:

Płynnie odchylane, przedłużone oparcie ze stabilizacją pleców i głowy:

Oparcie wózka zostało zaprojektowane tak, aby zapewniać stabilność pleców i głowy użytkownika, co jest niezwykle istotne dla osób z różnorodnymi potrzebami zdrowotnymi. Regulacja kąta nachylenia od 90 do 180 stopni zapewniająca komfort osobom spędzającym wiele godzin w wózku.

Regulowane podnóżki:

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Podnóżki można unieść do poziomu, co zapewnia dodatkowe wsparcie i wygodę oraz umożliwia indywidualne dostosowanie.

Miękki, regulowany zagłówek:

Zagłówek wykonany z miękkiego materiału jest regulowany, co umożliwia dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkownika oraz zapewnia dodatkowy komfort podczas długotrwałego siedzenia.

Demontowane podłokietniki:

Podłokietniki można łatwo demontować, co ułatwia przesiadanie się do wózka oraz codzienną opiekę nad użytkownikiem, dając większą elastyczność w dostosowaniu.

Metalowy hamulec postojowy:

Metalowy hamulec postojowy gwarantuje dodatkową stabilność i bezpieczeństwo podczas postoju wózka, co jest istotne dla użytkowników w celu zapewnienia stabilności.

Koła przednie o szerokości 2”:

Szerokie koła przednie pozwalają na łatwe poruszanie się po różnych rodzajach nawierzchni, co zwiększa mobilność i wygodę użytkownika.

Mocne podłokietniki PU:

Podłokietniki wykonane z trwałego materiału PU zapewniają długotrwałą wytrzymałość i niezawodność, co jest istotne dla stabilnego oparcia rąk.

Szybkozłacza w tylnych kołach:

Szybkozłacza w tylnych kołach ułatwiają szybki demontaż i transport wózka, co zwiększa jego praktyczność i mobilność.

Poprzeczka zabezpieczająca przed złożeniem:

Poprzeczka zabezpieczająca przed złożeniem zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas zmiany pozycji i chroni użytkownika przed przypadkowym złożeniem wózka.

Cofnięty środek ciężkości i elementy antywywrotne:

Przesunięcie środka ciężkości do tyłu zmniejsza ryzyko przewrócenia się wózka w przypadku zmiany pozycji użytkownika, co z kolei zwiększa bezpieczeństwo. Dzięki temu użytkownik może czuć się bardziej pewnie i komfortowo, nawet podczas korzystania z

funkcji leżakowania czy zmiany pozycji wózka.

Dodatkowe udogodnienia:

- Kieszeń na drobiazgi ułatwiającą przechowywanie osobistych przedmiotów,
- Szybkozłącza w tylnych kołach ułatwiają szybki demontaż i transport,
- Zestaw narzędzi i pompka zapewniają łatwe utrzymanie i regulację wózka.

Parametry techniczne:

Rozmiar (mm)	117 x 690 x 129
Waga urządzenia (kg)	22
Maksymalne obciążenie (kg)	120
Maksymalne wzniesienie (stopnie)	10

Wszechstronne zastosowanie medyczne:

1.

Dla osób z różnymi ograniczeniami ruchowymi: Produkt jest odpowiedni dla osób z różnorodnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak porażenia, niedowłady, urazy itp.

2.

Stabilizacja ciała: Wózek zapewnia stabilizację ciała w pozycji półleżącej lub siedzącej, co jest istotne dla osób z problemami ruchowymi.

3.

Wsparcie i komfort: Produkt gwarantuje niezbędne wsparcie i komfort, co jest kluczowe dla osób wymagających długotrwałego pozostawania w pozycji półleżącej lub siedzącej.