

Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa, aluminiowa DYNAMIC



Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Łatwy transport i przechowywanie

Informacje o produkcie:

- rama aluminiowa, składana, lakierowana metodą proszkową

- ultraszybkie składanie za pomocą taśmy w siedzisku
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- z regulacją wysokości rączek
- ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty
- 4 koła bezobsługowe piankowe, pełne – 8" (20 cm)
- standardowe wyposażenie:
 - hamulec z systemem postojowego blokowania
 - torba na zakupy winylowa, odpinana, z naramiennikiem
 - siedzisko winylowe
 - oparcie winylowe, odpinane
 - uchwyt na laskę

Parametry techniczne:

- Szerokość całkowita: 62 cm
- Wysokość siedziska: 56 cm
- Wysokość rączek min.: 81 cm
- Wysokość rączek max.: 94 cm
- Waga: 7 kg
- Maksymalne obciążenie: 136 kg
- Wymiary siedziska: 43x25cm

Dostępny kolor: Srebrny nikiel

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być używana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU
Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.