

Wózek inwalidzki stalowy H011 Basic firmy TIMAGO



Wózek inwalidzki H011 Basic

Stalowy wózek inwalidzki przeznaczony dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napędzany siłą mięśni i rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Jest przeznaczony do ogólnego stosowania - może być wykorzystywany wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Stalowa rama jest sztywna, co skutkuje stabilnością podczas jazdy.

Cechy produktu:

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

KOMFORT DLA PACJENTA - Wózek wyposażony jest w uchylne i zdejmowane podnóżki.

PROSTOTA - Wózek stalowy basic-TIM szybko się składa i rozkłada bez użycia nadmiernej siły. Wózek po złożeniu waży maksymalnie 17,5 kg.

TRWAŁOŚĆ NA LATA - Stalowa rama posłuży na długie lata i utrzyma ciężar nawet do 115 kilogramów. Przednie koła natomiast wykonane są z gumy co daje gwarancję dłuższej żywotności i odporności na ścieranie.

UNIWERSALNOŚĆ - Wózek o stalowej ramie wyposażony jest w gumowe i pompowane koła, dzięki czemu amortyzowane są nierówności na drodze dzięki czemu można z niego korzystać wszędzie, bez ograniczeń.

Wyposażenie:


- Taśma zabezpieczająca łydki
- Pompka
- Zestaw kluczy

Dane techniczne:

- Rama - stalowa
- Hamulce dla osoby prowadzącej - NIE
- Sposób składania wózka - składany na pojedynczym krzyżaku
- Funkcja regulacji środka ciężkości - NIE
- Poduszka piankowa w zestawie - NIE
- Poduszka do siedzenia w zestawie - NIE
- Ciągi - plastikowe
- Podnóżki- uchylne i zdejmowane
- Szybkozłączka - NIE
- Kieszeń na drobiazgi - TAK
- Hamulec postojowy - TAK
- Podłokietniki- z funkcją uchyłania
- Wózek odpowiedni dla osób po amputacji kończyn - NIE

- Pas dla użytkownika - NIE
- Kółka antywywrotna regulowane - NIE
- Rodzaj kół tylnych - pompowane o średnicy 24"
- Rodzaj kół przednich - pełne gumowe o średnicy 8"
- Kolor ramy - srebrny
- Kolor tapicerki - czarny
- Rodzaj wózka manualnego - wózek ręczny
- Maksymalna waga użytkownika - 115 kg
- Możliwość składania - TAK
- Waga wózka - 19,65 kg

Parametry techniczne:



- A. Szerokość całkowita: 61-67 cm
- B. Szerokość wewnętrzna: 46 cm
- C. Głębokość całkowita: 101 cm
- D. Wysokość siedziska od podłoża: 48 cm
- E. Wysokość całkowita: 90 cm
- FxG. Wymiary siedziska: 47 x 40 cm (szer. x głęb.)
- Waga wózka: 19,65 kg
- Maksymalne obciążenie: 115 kg

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.