


Wózek inwalidzki aluminiowy



Wózek inwalidzki aluminiowy

Idealny sprzęt dla osób niepełnosprawnych i o obniżonej sprawności ruchowej. To lekki, wygodny pojazd wykonany na bazie aluminiowej ramy dodatkowo wzmocnionej podwójnym krzyżakiem. Wózek inwalidzki aluminiowy to także wygodne, miękkie siedzisko zapewniające komfort nawet podczas długich podróży. Tapicerka siedziska i oparcia wykonana jest z materiału zapewniającego doskonałą cyrkulację powietrza, dzięki czemu nie wywołuje potliwości i pozostaje sucha.

Wózek wyposażony jest także w zdejmowane koła, których demontaż jest bardzo prosty i szybki. Wózek inwalidzki aluminiowy to też wygodne, profilowane uchylne podłokietniki. Ich mocno ścięty brzeg podnosi funkcjonalność wózka i umożliwia szybkie opuszczenie wózka. Posiada także niezawodne hamulce dla osoby prowadzącej zapewniające bezpieczeństwo i optymalną kontrolę trasy. Tylne koła wózka o średnicy 22" są

pompowane, a przednie - pełne posiadają średnicę 6". Dodatkowo wózek inwalidzki aluminiowy to także możliwość wyboru uchylnych podłokietników - według potrzeb użytkownika. Wózek inwalidzki aluminiowy to nowoczesny design i bardzo lekki w prowadzeniu pojazd. Doskonale sprawdzi się podczas długich spacerów, zapewniając komfort termiczny pacjenta.

LEKKOŚĆ - to wyjątkowo lekki, poręczny wózek o wadze od 13,5 kg. Bez problemu można go podnieść i przenieść, dzięki czemu jest wyjątkowo praktyczny i prosty w obsłudze.

PRAKTYCZNOŚĆ - Wózek posiada odpinaną, przewiewną tapicerkę co ułatwia utrzymanie go w czystości i zdecydowanie poprawia komfort użytkowania.

BEZPIECZEŃSTWO - Wózek został wyposażony w kółka antywywrotne co sprawia, że jest bardzo zwrotny i zapewnia maksimum bezpieczeństwa użytkownikowi.

NOWOCZESNOŚĆ - Wózek jest niezwykle nowoczesny dzięki zastosowaniu w nim najnowszych rozwiązań technologicznych.


Cechy produktu:

- Rama - ALUMINIOWA
- Hamulce dla osoby prowadzącej - TAK
- Sposób składania wózka - SKŁADANY NA PODWÓJNYM KRZYŻAKU
- Funkcja regulacji środka ciężkości - NIE
- Poduszka piankowa - TAK
- Odpinana tapicerka - TAK
- Poduszka do siedzenia w zestawie - TAK
- Ciągi - Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- Podnóżki- UCHYLNE I ZDEJMOWANE
- Szybkozłączka - TAK, CO UŁATWIA SZYBKĄ DEMONTAŻ KÓŁ
- Kieszonka na drobiazgi - TAK
- Hamulec postojowy - TAK
- Podłokietniki- Z FUNKCJĄ UCHYLANIA
- Wózek odpowiedni dla osób po amputacji kończyn - NIE
- Pas dla użytkownika - TAK
- Kółka antywywrotne regulowane - TAK
- Rodzaj kół tylnych - POMPOWANE O ŚREDNICY 22"
- Rodzaj kół przednich - PEŁNE GUMOWE O ŚREDNICY 6"
- Kolor ramy - SREBRNY
- Kolor tapicerki - CZARNO-NIEBIESKI, CZARNO-BORDOWY
- Rodzaj wózka manualnego - WÓZEK RĘCZNY
- Możliwość składania - TAK

Wyposażenie:

- zestaw kluczy;
- pompka.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



DANE TECHNICZNE
A Szerokość całkowita: 61-66 cm
B Szerokość wewnętrzną: 43, 46, 48 cm
C Głębokość całkowita: 110 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 46 cm
E Wysokość całkowita: 88 cm
F x G Wymiary siedziska: 42, 45, 47 cm x 41 cm
Waga: 13,5-15,5 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Szerokość po złożeniu: 36 cm
* w zależności od szerokości siedziska
Kolory ramy: srebrny
Kolor tapicerki: czarno-niebieski,
czarno-bordowy
+/- 0,5 -1 cm

UWAGA! W polu uwagi prosimy podać szerokość wewnętrzną.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.