

Deska ślizgowa do przesiadania Alpha Sliding Board marki PETERMANN



Deska pomaga w przesiadaniu chorego z łóżka na wózek inwalidzki, krzesło lub na fotel samochodowy. Pacjent nie musi korzystać z pomocy osób trzecich, aby się przesiąść. Korzystanie z produktu pokazuje poniższy filmik.

Deska poślizgowa służy do przemieszczania pacjentów z krawędzi łóżka na przykład do wózka inwalidzkiego, czy też z wózka inwalidzkiego na toaletę lub fotel samochodowy. Deska jest giętka i ma bardzo gładką powierzchnię w celu zminimalizowania oporu na skutek tarcia. Pacjent może transferu dokonać samodzielnie bez pomocy osób trzecich, czy też jeśli nie posiada odpowiedniej siły, osoba asystująca w łatwy dla niej i pacjenta sposób przemieści go bez narażania swojego kręgosłupa.

Pacjent nie musi wstać, ale może zmienić pozycję podczas siedzenia, z pomocą lub bez pomocy opiekuna.

Uwaga – gwarancja producenta 3 lata.

Maksymalne obciążenie 200 kg

Wymiary 73x32 cm