

Podpórka trójkołowa Billy od firmy VITEA CARE VCBK52211



Podpórka trójkołowa Billy

Świetnej jakości składana podpórka trójkołowa Billy to pomocnik każdej mobilnej i samodzielnej osoby starszej. To produkt pomocniczo – rehabilitacyjny wspomagający poruszanie się i doskonała motywacja do spaceru. Nowoczesny design sprawia, że ta podpórka trójkołowa Billy to elegancki gadżet dla każdej osoby pragnącej wyróżnić się w tłumie. Podpórka wykonana jest na bazie aluminiowej ramy, niezwykle lekkiej i wygodnej w transporcie. Dzięki temu ta podpórka trójkołowa to najlepsza wygoda i komfort użytkownika.

Doskonale sprawdzi się podczas drobnych zakupów, wyposażona jest w zamykaną na rzep torbę oraz kosz z tacką. Wygodne, ergonomiczne uchwyty zapewniają doskonały chwyt i stabilną obsługę. Dodatkowo podpórka posiada również niezawodne hamulce z możliwością blokady i trzy bezobsługowe koła o średnicy 20cm. Prosta w obsłudze podpórka trójkołowa Billy zapewnia samodzielność osobie starszej i o obniżonej sprawności ruchowej. Dodatkowo regulowana wysokość pozwala dopasować ją do potrzeb i wzrostu użytkownika tak, aby najlepiej spełniała swoją funkcję.

Składana podpórka trójkołowa, wyposażona w dwa stałe koła tylne z hamulcem i blokadą kół oraz jedno przednie koło obrotowe. Umożliwia łatwe poruszanie się po każdej powierzchni, wewnątrz i na zewnątrz budynku. Uchwyty anatomiczne wykonane z polietylenu, rama z aluminium.

Podpórki rehabilitacyjne są sprzętem pomocniczym ułatwiającym pionizację i poruszanie się pacjentów o różnym typie zaburzeń motorycznych. Mogą być stosowane jako pomoc dla pacjentów po zabiegach chirurgicznych (operacje w obrębie kończyn dolnych) nie mogących posługiwać się kulami, nie wykazujących zaburzeń koordynacyjnych, pacjentów z lekką dysfunkcją kończyn dolnych lub ich osłabieniem. Są stosowane w przypadku pacjentów z zaburzeniami równowagi uniemożliwiającymi samodzielną pionizację i lokomocję oraz różnego typu dysfunkcjami krążeniowymi (np. chromanie przestankowe). Podpórki mogą być również stosowane jako pomoc w lokomocji pacjentów geriatrycznych.

Cechy produktu:

- Składana, aluminiowa rama (łatwość transportu),
- Hamulce z możliwością blokady,
- Trzy bezobsługowe koła o średnicy 20 cm,
- Możliwość zmiany położenia kół tylnych,
- Regulowana wysokość,
- Ergonomiczne uchwyty,
- Torba zakupowa zamykana na rzep,
- Przedni kosz zakupowy z tacką.

Parametry techniczne:

- Szerokość: 64,5
- Wysokość: 78-96 cm
- Waga: 5,5 kg
- Maksymalne obciążenie: 120 kg

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową.
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer.

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być używana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYCIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.