

Chodzik aluminiowy, czterokołowy z funkcją wózka inwalidzkiego RL-A42018KD ANTAR AT51005



Chodzik jest połączeniem wózka inwalidzkiego i podpórki. Doskonale sprawdzi się podczas spacerów. Chodzik służy do przewozu osób nie mogących poruszać się samodzielnie. Chodzik wykonany został z lekkiego i jednocześnie wytrzymałego aluminium. Konstrukcja podpórki oraz jej wyposażenie w zdejmowane podnóżki, umożliwia transport użytkownika na krótkich dystansach.

AT51005

8 calowe koła sprawiają, że wózek dobrze się prowadzi w terenie oraz w pomieszczeniach zamkniętych. Dodatkowo tylne koła podpórki wyposażone zostały w blokadę uruchamianą po naciśnięciu hamulca umieszczonego blisko wyprofilowanej i antypoślizgowej rękojeści.

Konstrukcja ramy	Aluminiowa
Rama składana	TAK
Regulowana wysokość uchwytów	TAK
Siedzisko	TAK
Regulowana wysokość siedziska	NIE
Wysokość siedziska	560 mm
Wymiary siedziska	gł. 310 x szer. 450 mm
Szerokość wewnętrzna	450 mm
Wymiary rozłożonej podpórki	dł. 960 x szer. 670 x wys. 860 - 985 mm
Wymiary złożonej podpórki	dł. 700 x szer. 280 x wys. 860 - 985 mm
Masa całkowita	ok. 8 kg
Dopuszczalne obciążenie	135 kg

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową.
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer.

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi.

oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU
Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.