

Cameleon Plus Wózek Inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



Wózek inwalidzki Cameleon Plus to najwyższej jakości sprzęt transportowy dla osób po urazie rdzenia kręgowego, pacjentów z porażeniem mózgowym jak również z chorobami nerwowo – mięśniowymi. Cameleon Plus wykonany jest w całości ze stopów lekkich, na składanej aluminiowej ramie z podwójnym krzyżykiem. Wózek inwalidzki wyposażony jest w poduszkę przeciwdleżynową oraz pas zabezpieczający pod łydki. Cameleon Plus to także oparcie stworzone na bazie taśm Velcro, które ułatwiają i są pomocne w regulacji głębokości.

Na wyposażeniu wózka, oprócz standardowych akcesoriów takich jak uchylne podłokietniki, uchylne i demontowalne podnóżki, wózek inwalidzki Cameleon Plus posiada także poduszkę przeciwdleżynową oraz demontowalną tapicerkę w wybranym zestawie kolorystycznym: czarno – czerwonym lub czarno – niebieskim. Tapicerka wykonana jest w całości z materiału doskonale wchłaniającego pot, oddychającego.

Antywywrotne koła to zdecydowanie wyższy komfort pasażera i jego bezpieczeństwo. Dodatkowo na wyposażeniu Cameleon Plus są także: pas zabezpieczający przed wypadaniem oraz podwójne hamulce – dla pasażera i opiekuna. Doskonałej jakości, niezwykle estetyczny i elegancki pojazd dla każdej osoby niepełnosprawnej wymagającej więcej od swego pojazdu.

Cechy produktu

1. składana, lekka aluminiowa rama (podwójny krzyżak),
2. demontowalna tapicerka o kompozycji kolorów czarno-czerwonym lub czarno-niebieskim wykonana z materiału absorbującego pot,
3. oparcie wykonane na bazie taśm Velcro^o umożliwiających regulację głębokości,
4. poduszka przeciwoślizgowa,
5. uchylne podłokietniki,
6. uchylne i demontowalne podnóżki,
7. pas zabezpieczający pod łydki,
8. podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna),
9. pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
10. koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
11. koła przednie pełne, rozmiar 200x45,
12. tylna kieszonka,
13. tylne kółka antywywrotne,
14. wersja z łamanym oparciem (VCWK9ACF).

Rozmiar	16"	18"
Szerokość siedziska	41 cm	45 cm
Głębokość siedziska	42 cm	42 cm
Wysokość wózka	90 cm	90 cm
Szerokość wózka	61 cm	66 cm
Długość wózka	81 cm	81 cm
Szerokość wózka po złożeniu	34 cm	34 cm
Waga wózka	16 kg	17 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg	100 kg

UWAGA! W koszyku w polu "uwagi" prosimy wpisać rozmiar wybrany wózka!

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w

życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.