

Orteza stawu łokciowego



Orteza stawu łokciowego

Zastosowanie

Leczenie, doleczenie i rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych, wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z kontrolą zakresu ruchu w stawie łokciowym.

Przeciwwskazania

Stany wymagające bezwzględnego unieruchomienia stawu łokciowego.

Cechy produktu

- Aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10 stopni)
- Możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu
- Możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu

procesu leczenia

- Dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny
- Możliwość regulacji długości i obwodów
- Wersja prawa i lewa
- Kolor szary
- Rozmiar uniwersalny