

Orteza stawu kolanowego otwarta MOTIVE



Orteza stawu kolanowego otwarta

Podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Cechy produktu

- Orteza typu otwartego wykonana z nowoczesnej dzianiny dystansowej airX (elastyczna, oddychająca),

- Wycięcie na rzepkę wykończone lamówką,
- Zamknięty dół podkolanowy,
- Boczna stabilizację zapewniają policentryczne stalki, zapobiegają one także przed przeprostem,
- System poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- Możliwość regulacji kąta zgięcia,
- Kolor czarny.

Przeciwwskazania

Stany wymagające unieruchomienia gipsowego, trudno gojące się rany i owrzodzenia, znaczne deformacje kości (niemożność dostosowania ortezy do stawu), żylaki kończyny dolnej.

Rozmiar (obwód uda):

- rozm.1: 36 -39 cm
- rozm.2: 40 -43 cm
- rozm.3: 44 -48 cm
- rozm.4: 49 -54 cm
- rozm.5: 55 -60 cm

* obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki