

Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa aluminiowa PRESTIGE AR-006



Podpórka to sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny, który jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie. Chodzik posiada komfortowe siedzisko, więc podczas długiego spaceru można odpocząć, dla bezpieczeństwa posiada także hamulce postojowe. Ogromnym atutem tej podpórki jest torba na zakupy znajdująca się pod siedziskiem, dzięki niej można swobodnie robić małe zakupy.

CECHY PRODUKTU:

- Składana rama aluminiowa (łatwość transportu)
- Miękkie siedzisko pokryte materiałem oddychającym z dzianiny dystansowej,
- Hamulce z możliwością blokady,
- Cztery koła o średnicy 20,5 cm z możliwością demontażu,
- Skokowa regulacja wysokości podpórki z możliwością regulacji wysokości siedziska,
- Płynna regulacja wysokości rączek,
- Ergonomiczne uchwyty,
- Pojemnik na zakupy,

- Uchylna barierka oparcia,
- Uchwyt na kulę,
- Kolor ramy: bordo



Parametry techniczne

- szerokość siedziska: 37 cm
- wysokość siedziska min.: 52 cm
- wysokość siedziska max.: 60 cm
- wysokość rączek min.: 94 cm
- wysokość rączek max.: 101 cm
- szerokość całkowita: 65cm
- waga: 6 kg
- maksymalne obciążenie: 136 kg

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową.
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer.

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.