

Wózek inwalidzki Dynamic z kołami anty-wywrotnymi



Wózek inwalidzki Dynamic z kołami anty-wywrotnymi

Wózek inwalidzki znacznie poprawia komfort życia osobom niepełnosprawnym. Ten wózek jest wyjątkowo lekki, posiada nowoczesny wygląd, a do jego wykonania zastosowano najnowsze technologie. Dzięki temu, lekkiej wadze i zastosowano w nim krzyżakową konstrukcję oraz tylnie koła ze „szybkozłączkami” z łatwością można go składać i przewozić w aucie.

„Szybkozłączki” to system do szybkiego demontażu kół tylnych (za pomocą jednego przycisku). Miękkie nylonowe siedzisko jak również oparcie oraz dodatkowa poduszka gwarantują komfort użytkownika jak również łatwość jego czyszczenia. Dzięki bogatemu wyposażeniu (pas bezpieczeństwa, hamulec dla prowadzącego i pacjenta, odpinana poduszka do siedzenia) i bardzo dobremu wykonaniu, wózek będzie bardzo praktyczny i pomocny w życiu codziennym.

Informacje o produkcie:

- Nowoczesny design
- Składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak)
- Miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie (torba/kieszonka na oparciu)
- Miękka dodatkowa poduszka do siedzenia
- Uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- Podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
- Uchylne podłokietniki
- Pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- Koła przednie bezobsługowe
- Koła tylne pneumatyczne z „szybkoszłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- Aluminiowe cięgi
- Podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- Stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopa (podjazdy na krawężnik)
- Ergonomiczne uchwyty dla opiekuna
- Elementy odblaskowe w tylnych kołach
- Kolor ramy: Srebrny Nikiel

Parametry techniczne:

- Maksymalne obciążenie: 130kg
- Szerokość siedziska: 41cm, 46cm , 50cm
- Waga całkowita (średnia): 16,0kg
- Koła przednie: bezobsługowe pełne: 20x5cm (8``x 2``)
- Koła tylne: pneumatyczne: 61x2,5cm (24``x1``)
- Podłokietniki: uchylne, materiał PU
- Podnóżki: zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
- Wymiary zewnętrzne całkowite: 106x62x93cm

Na końcu koszyka w polu "Uwagi" prosimy wpisać rozmiar siedziska jaki Państwo wybierają

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w

życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.