

## Szyna na dłoń i przedramię z ujęciem kciuka - Whosp FT



Schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

### Cechy produktu

szyna, orteza nadgarstkowo-ręcznopalcowa z ujęciem kciuka,  
możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postęпами leczenia i usprawniania  
- dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA,  
konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,  
mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,  
wersja lewa i prawa.

<b>Rozmiar</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
Obwód nadgarstka (cm)	6,5 - 8,0	8,0 - 9,5	9,5 <

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródrečno-paliczkowych.