

# VICAIR®

the best in body support

## LIBERTY Profile

Stabilizator miednicy.



VICAIR PROFILE

VICAIR





**Liberty Profile** - Jest to poduszka Liberty wyposażona dodatkowo w stabilizator miednicy. Wykonany z utwardzonej pianki z wycięciem półokrągłym pod kości miednicy, zintegrowanym z poduszką. Stabilizator chroni miednicę przed wychyleniem do tyłu i zabezpiecza użytkownika przed wysuwaniem się z siedziska. Poprawia również kontur siedziska.

Poduszka jest skierowana do użytkowników z niskim ryzykiem uszkodzenia skóry. Jest to poduszka profilaktyczna bardzo lekka i wodoodporna. Liberty jest alternatywą dla poduszek gąbkowych. Technologia SmartCell® sprawia, że jest to poduszka lżejsza, wodoodporna, łatwiejsza w utrzymaniu w czystości i oferuje większy komfort i nieporównywalnie większą ochronę skóry. Największa poduszka Liberty PT 50x50 razem z pokrowcem waży tylko 630 gramów.

Poduszka przeznaczona jest dla osób, które potrzebują większego komfortu siedzenia oraz podstawowej profilaktyki ochrony skóry. Skuteczna u osób cierpiących na osteoartretyzm/artretyzm, reumatyzm, zapalenie stawów u osób, które mają problem z poruszaniem się i schorzeniami geriatrycznymi.

### Rregulacja ciśnienia.

Poduszka wyposażona jest w 2 zawory samoregulujące, który umożliwią się do wagi pacjenta. Wystarczy usiąść i automatycznie samoczynnie dopasowanie a poduszka sama dopasuje się do użytkownika.



Poduszka w standardzie wyposażona jest w jeden z trzech rodzajów pokrowca: Air Flow, elastyczny oraz nieprzemakalny dla osób nie trzymających moczu. Wierzchnia warstwa wykonana jest z materiału rozciągliwego w dwu kierunkach aby zapewnić optymalne zanurzenie ciała w poduszce.

### WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

<b>Ochrona skóry/ Antyodleżynowe</b>	▲▲▲▲△
Redystrybucja ciśnienia	▲▲▲▲△
Redukcja sił ścinających	▲▲▲▲△
Kontrola mikro klimatu	▲▲▲▲△
Tłumienie dźwięków	▲▲▲▲△
<b>Pozycjonowanie LIBERTY PROFILE</b>	▲▲▲▲▲
Boczna stabilizacja	▲▲▲▲▲
Przednia stabilizacja	▲▲▲▲▲
Ochrona przed zsuwaniem	▲▲▲▲▲
Automatyczne dopasowywanie	▲▲▲▲▲
Pozwala na łatwy transfer	▲▲▲▲▲
<b>Konserwacja &amp; Bezpieczeństwo</b>	▲▲▲▲△
Trwałość	▲▲▲▲△
Niezawodność	▲▲▲▲△
Funkcjonalność/ zły używanie	▲▲▲▲▲
Niski poziom konserwacji	▲▲▲▲▲
Poziom utrzymania w czystości	▲▲▲▲▲
<b>Funkcjonalność &amp; Zastosowanie</b>	▲▲▲▲△
Komfort	▲▲▲▲△
Niska waga poduszki	▲▲▲▲▲
Dostępne rozmiary	▲▲▲▲△
Maksymalna waga użytkownika	▲▲▲▲▲
Niska wysokość siedzenia	▲▲▲▲▲

### UŻYWANA PRZY

Choroba zwyrodnieniowa stawów/ zapalenie stawów, reumatyzm, bóle kręgosłupa, problemy z poruszaniem się, geriatrya.

### DANE TECHNICZNE

Wysokość	5 cm
Srednia waga	350 gramy
Max. waga użytkownika	150 kg

### ROZMIARY PODUSZEK

cm

40x40

40x45

43x43

45x40

45x45

45x50

50x45

50x50

