

## Materac pneumatyczny, rurowy z mikrowentylacją



### Materac pneumatyczny rurowy XIAMEN

Przeznaczony jest do nałożenia na standardowy materac znajdujący się na łóżku. Zaprojektowany jest w formie połączonych ze sobą rurek, napęlnianych naprzemiennie powietrzem przez pompę. Materac pneumatyczny XIAMEN dedykowany jest wszystkim osobom chorym, stale przebywającym w łóżku. Doskonale nadaje się do wykorzystania podczas domowej opieki nad pacjentem paliatywnym, dając mu wygodę i podnosząc jakość życia. Doskonała mikrowentylacja, zapewniająca optymalną cyrkulację powietrza dzięki czemu doskonale zapobiega powstawaniu odleżyn i łagodzi istniejące.

Materac XIAMEN wyposażony jest w niezawodną pompę, pracującą bezszelestnie dzięki czemu pacjent ma zapewniony komfort psychiczny podczas użytkowania. Dzięki naprzemiennej pracy pompy, wybrane partie ciała pacjenta są cyklicznie odciążane od kontaktu z powierzchnią materaca tak, aby ten kontakt nie był ciągły. Dodatkowa funkcja regulowania ciśnienia wewnątrz komór materaca pneumatycznego pozwala idealnie dopasować go do wagi pacjenta.

Materac pneumatyczny rurowy XIAMEN z mikrowentylacją to doskonała profilaktyka przeciwoleżynowa oraz pomoc w leczeniu istniejących ognisk. Produkt zdecydowanie podnosi jakość życia osób obłożnie chorych, po wylewach, udarach. Sprawdzi się doskonale w warunkach szpitalnych, spełnia normy pracy na OIOM.

#### Dane techniczne pompy:

- rodzaj: zmiennociśnieniowa
- płynna regulacja ciśnienia
- ciśnienie robocze: 45 do 120mmHg (16KPa)
- czas pełnego cyklu: 10 minut

#### Dane techniczne podkładu

- materiał: nylon
- mikrowentylacja: 12 laserowo wycinanych otworów
- wymiary po napompowaniu: 190cm x 85cm x 11cm
- mocowanie: na istniejący materac

Maksymalne obciążenie: 140kg