

Fotel geriatryczny Ontario



Fotel geriatryczny Ontario


ONTARIO gwarantuje optymalny komfort osobie przebywającej we własnym mieszkaniu. Używając tylko jednego przycisku na pilocie, można ustawić pozycję fotela, przy której można w sposób bardzo wygodny odpocząć, obejrzeć telewizję i się zdrzemnąć. Część podnóżka zmienia swoje położenie automatycznie podczas odchyłania oparcia. Przy ponownym naciśnięciu przycisku na pilocie fotel wraca do swojej pozycji wyjściowej oraz przechyli się do przodu pomagając wstać osobie siedzącej.

Do złożenia fotela nie potrzeba narzędzi. Dostarczany jest w postaci całkowicie zmontowanej, z wyjątkiem oparcia i kółek.

UWAGA! Usługa dostawy nie obejmuje wnoszenia, kurier zostawia fotel na palecie pod klatką.

Czyszczenie:

- Nigdy nie czyścić fotela myjką parową.
- Nie moczyć tapicerki tak, aby nasiąknęła.
- Tapicerkę można czyścić za pomocą ściereczki zwilżonej ciepłą wodą.
- Do usunięcia bardziej trwałych zabrudzeń stosować łagodny dostępny w handlu detergent.
- Do czyszczenia nie używać ściernych środków czyszczących, ściерnej gąbki ani twardej szczotki.



Parametry techniczne:

- Całkowita szerokość 81 cm
- Wysokość siedziska 46 cm
- Całkowita wysokość 112 cm
- Waga użytkownika max 150 kg
- Odległość od ściany: 45 cm
- Zasilanie: 220/230 V

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rodzaje i kolory tapicerki:



