

Myjka z żelem myjącym - rękawica



Myjka z żelem myjącym - rękawica

Innowacyjny produkt pokryty środkiem myjącym na obu ściankach rękawicy, co znacząco zwiększa wydajność myjki. Umożliwia umycie znacznie większej powierzchni ciała. Jednorazowe myjki w formie rękawicy Gantnet Plus są wykonane w 100% z włókien poliestrowych, wyjątkowo miękka włóknina umożliwia pielęgnację również wrażliwych okolic ciała.

Powierzchnia rękawicy została obustronnie nasączona mydłem o neutralnym PH, które w

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

połączeniu z niewielką ilością wody powoduje pienienie się i pozwala łatwo i szybko umyć pacjenta. Używanie myjek Gantnet Plus eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych, jest bardziej komfortowe dla pacjenta, a także znacząco skraca czas mycia.



Wyrób medyczny



Bezpieczny



Innowacyjny



Przyjemny zapach

Jak stosować:

1. Wyjmij gąbkę z opakowania.
2. Namocz niewielką ilością wody.
3. Nie zanurzaj gąbki całkowicie, może to spowodować wypłukanie substancji aktywnej.

Ugniataj gąbkę aż do uzyskania odpowiedniej ilości piany.

1. Umyj ciało pacjenta.
2. Po użyciu wyrzuć myjkę do pojemnika na odpady medyczne.

Dane techniczne

- Gramatura: 60 g
- Opakowanie jednostkowe: 12 szt.
- Opakowanie zbiorcze: 75 opakowań a'12 szt.