

Olejek Hyperoil 100 ml



Olejki Hyperoil

Są zaawansowanymi opatrunkami ułatwiającymi i przyspieszającymi gojenie ran. Olejki Hyperoil to nowatorskie produkty, przebadane klinicznie, dające szybkie efekty w leczeniu ran. Hyperoil to mieszanka dwóch ekstraktów roślinnych pozyskanych z drzewa neem i dziurawca (z aktywnymi składnikami: azadyrachtyną i hyperforyną). W 100 % olejki są pochodzenia roślinnego. Olejki Hyperoil posiadają niezwykle właściwości aseptyczne i ochronne. Taka sytuacja bardzo sprzyja gojeniu się różnych zmian skórnych, otarć i ran błon śluzowych (np. rany odbytu).

Jest niezastąpiony przy: uszkodzeniach powstałych w trakcie urazów i kontuzji odleżynach owrzodzeniach naczyniowych stopie cukrzycowej oparzeniach bliznach ropieniu odbytu i odbytnicy przetokach hemoroidach. Olejek szczególnie zalecany jest do leczenia małych i dużych ran pozbawionych tkanek podporowych (np. rozległe odleżyny), ostrych zmian chorobowych (poparzenia, otarcia, rany po zabiegach chirurgicznych) oraz chronicznych zmian chorobowych w fazie zmniejszonego pokrywania tkanki skórnej nowym nabłonkiem, przy predyspozycji do kolonizacji bakteryjnej i umiarkowanym tempie gojenia.

Aby użyć olejku należy oczyścić dokładnie ranę i usunąć martwą tkankę przy wysięku należy ranę osuszyć (np. przy użyciu jałowej gazy) zaaplikować kilka kropel olejku HYPEROIL na całą ranę produkt można nakładać bezpośrednio na jałową gazę i przykładając aż do pokrycia całego obszaru zmienionego chorobowo (w przypadku ran głębokich) przy zainfekowanej ranie lub wysięku należy stosować olejek co 24 godziny stosowanie olejku można powtarzać co 2,3,4 lub 7 dni. Uzależnione to jest od rodzaju rany oraz od opinii personelu medycznego olejek rozprowadzić równomiernie na całą powierzchnię rany w celu utrzymania nasączonej olejkiem gazy na miejscu można na nią nałożyć nieprzemakalny i półprzepuszczalny materiał.