

Klin do pozycji bocznej ułożeniowej



Klin reczynnie dopasowuje się co zwiększa obszar podparcia ciała pacjenta. Lepiej rozkłada nacisk: redukuje nacisk w miejscach najbardziej narażonych na odleżyny i wspomaga krążenie krwi; Poprawia komfort i stabilizuje pacjenta. Efekt skórki powstały w czasie formowania zabezpiecza klin przed czynnikami zewnętrznymi (kruszenie i rozrywanie). Bardzo duża gęstość pianki zabezpiecza klin przed odkształceniem i deformacją.

Odciąża pośladki poprzez przemieszczenie nacisku w kierunku uda (miejscza mniej narażone na odleżyny). Zwiększa komfort pacjenta - zapobiega rotacji. Redukuje nacisk w rejonie pośladków i kości krzyżowej. Zapobiega łączeniu się kolan obu kończyn.

Zapewnia ochronę miejsc narażonych na występowanie odleżyn. Umożliwia uzyskanie pozycji leżenia pod kątem 30°, pośredniej pomiędzy leżeniem na grzbiecie a leżeniem na boku, zapewniając odciążenie jednocześnie kości krzyżowej, pośladków oraz okolicy biodra. Stanowi alternatywę dla pozycji leżenia na boku pod kątem 90°.

- Metka wyznaczająca położenie kości krzyżowej dla ułatwienia ułożenia pacjenta we właściwym miejscu
- Zwiększa komfort pacjenta zapobiegając rotacji kręgosłupa
- Zapobiega kontaktowi wewnętrznych części kończyn dolnych dzięki profilowanej przestrzeni dla uda
- Wycięcie pod kością krzyżową, zapewniające redukcję nacisku na ten obszar
- Możliwość obustronnego użycia

Piana Viscoelastyczna z efektem pamięci o gęstości 80 kg/m³ (zewnątrzna warstwa pozycjonera)

- Precyzyjnie dopasowuje się do ciała, nie tylko pod wpływem nacisku ale i temperatury, zapewniając maksymalny obszar kontaktu ciała z pozycjonerem
- Zapewnia redukcję nacisku w miejscach wysokiego ryzyka, wspomaga krążenie
- Poprawia komfort, dając wrażenie otulenia i relaksu i stabilizuje pacjenta
- Zapewnia dobrą wentylację, ograniczając rozwój grzybów i pleśni
- Efekt skórki uzyskany dzięki procesowi formowania- ochrona piany przed niszczącymi czynnikami (rozdzarciami, kruszeniem)
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkowania

Piana HR o gęstości 40 kg/m³ (rdzeń pozycjonera zapewniający stabilizację)

- Piana wysoko-elastyczna
- Zwiększona sprężystość i wytrzymałość
- Miliony pęcherzyków pozwalają idealnie dopasować się do anatomicznego kształtu ciała oraz zapewniają doskonałą wentylację - (zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni) dlatego polecana jest nawet alergikom
- Gwarantuje przyjemny komfort
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
- Odzyskuje pierwotny kształt dwa razy szybciej niż piana standardowa
- Szybciej reaguje na zmianę pozycji osoby leżącej
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkowania

- Zabezpiecza przed utratą sprężystości i nadmiernym zapadaniem się użytkownika

Pokrowiec PU bi-elastyczny Polymaille®

- Rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta przez co zapobiega tarcia
- Nieprzemakalny i oddychający
- Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne)
- Posiada antypoślizgową podstawę
- Posiada zamek błyskawiczny z trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania
- Można prać w temp. do 95 stopni Celsjusza
- Można dezynfekować na zimno
- Posiada atest niepalności

Rozmiar 99 x 55 x 15 cm