

Pionizator Albatros firmy Vermeiren



Pionizator Albatros podnosi pacjenta z pozycji siedzącej do wyprostowanej. Urządzenie ma zastosowanie także do transferu osób z wózka lub łóżka do toalety w pozycji wyprostowanej. Pionizator wspiera personel medyczny w codziennych sytuacjach i skutecznie odciąża kręgosłup podczas transferu osób niepełnosprawnych zmniejszając w ten sposób ryzyko urazów mięśniowo-szkieletowych. Dzięki takiemu urządzeniu jest możliwe wykonywanie takich czynności tylko przez jednego opiekuna.

Podnośnik pacjenta jest przeznaczony dla osób o ograniczonej zdolności lub braku zdolności chodzenia. Budowa podnośnika pozwala na wykorzystanie w sytuacji gdy pacjent nie jest zdolny do samodzielnego chodzenia, między innymi z powodu:

- paraliżu;
- deformacji kończyn;
- kacheksji;
- atrofii;
- oraz przez osoby starsze.

Nosidło pełni rolę specjalnej uprząży służącej do unoszenia górnej części tułowia, jest tak zaprojektowana aby nie uwierała pacjentów pod pachami w miejscu gdzie występują największe uciski i gwarantowała maksymalny komfort. Po spionizowaniu pacjenta można jej użyć do stabilizacji bioder przewieszając ją na zaczepy umieszczone na uchwytach do pchania. Albatros gwarantuje bezpieczne, komfortowe i ergonomiczne spionizowanie pacjentów.

Dwuczęściowy system sterujący : kontroler oraz bateria oddzielnie . Pozwala to na zaopatrzenie się w dodatkową baterię oraz zewnętrzną ładowarkę. Taki system zwiększa bezpieczeństwo ciągłości pracy pionizatora , szczególnie korzystna cecha w jednostkach leczenia zbiorowego typu szpitale , DPS-y itp. Podczas używania jednej baterii , która uległa rozładowania nie ma konieczności oczekiwania aż ponownie się ją naładuje tylko wymienia się na drugą a w tym czasie tą rozładowana poddaje się procesowi ładowania.

[Opis i wymiary](#)

[Instrukcja obsługi](#)

- - Odpowiednia platforma na stopy wyposażona w antypoślizgowe wkładki oraz prawidłowe wsparcie kolan z psem zabezpieczającym łydki doskonale stabilizuje nogi. Jeżeli jest wymagana większa stabilizacja stóp można zastosować specjalne korytka na stopy z paskami stabilizacyjnymi.
- - Cztery punkty podparcia : stopy, kolana, biodra, klatka piersiowa.
- - Cały system sterujący i napędowy oparty na technologii firmy LINAK.
- - Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi.
- - Modele wyposażone w kółka z blokadą .
- - Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności.
- - Nosidło typu kamizelka wykonane z szarego poliestru .