

Etac Raiser PRO - aktywna platforma transferowa wraz z pasami



Etac Molift Raiser - platforma transferowa jest tak zaprojektowana, aby bezpiecznie aktywizować użytkownika, zachowując przy tym ergonomię ruchu oraz bezpieczeństwo opiekuna. Molift Raiser umożliwia szybkie i łatwe przygotowanie transferu. Unikalne podparcie nóg zostało tak zaprojektowane, aby można było je łatwo regulować jedną ręką, również w pozycji stojącej. Podobnie hamulce nożne (lewy i prawy) uruchamiane są jednocześnie oba. Zapewnia to bezpieczeństwo pracy w małych przestrzeniach. Profil platformy pozwala podjechać bardzo blisko użytkownika, umożliwia to jego maksymalny udział w transferze. Platforma posiada antypoślizgową strukturę.

Molift Raiser oferuje bezpieczny i wygodny transfer. Miękka poduszka poprawia stabilizację, a rączka oferuje wiele możliwości uchwytu. Funkcje te zapewniają użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa podczas całego transferu.

Podnośnik Molift jest stabilny i może obracać się w około własnej osi, co ułatwia manewrowanie.

1. Podpórka nóg z regulacją wysokości jedną ręką Miętko wyściełane podparcie nóg zapewnia wygodne wsparcie dla użytkownika. Dostosowanie wysokości za pomocą jednej ręki jest proste
2. Rączka z wieloma możliwościami chwytu Uchwyt zapewnia wiele możliwości chwytania zarówno opiekunom, jak i użytkownikom.
3. Jedna noga blokuje oba koła Hamulec nożny blokuje obie strony niezależnie od tego, czy wybierzesz lewą, czy prawą. Zapewnia to płynne i bezpieczne korzystanie z produktu.
4. Niska platforma Ułatwia ustawienie nóg przez użytkownika

Molift Raiser pomaga aktywować użytkownika, oferując korzyści płynące z poprawy krążenia, aktywacji mięśni, przez co poprawia się pewność siebie użytkownika. Molift Raiser może być używany do oceny zdolności użytkownika i zachęca do wczesnej mobilizacji.

- Miękkie uchwyty Jeśli użytkownik ma trudności z chwyceniem uchwyty i nie może sięgnąć do końca, miękki uchwyt może służyć do dalszej pomocy użytkownikowi. Dostarczane w parach.

- Pas Raiser zapewnia dodatkowe wsparcie stojące. Pas może być łatwo umieszczony wokół pośladków lub talii w zależności od tego, co najbardziej odpowiada użytkownikowi i sytuacji. Może być obsługiwany

Etac Raiser zapewnia:

- transfer z łóżka na wózek/krzesło toaletowe
- transfer z wózka na toaletę
- transfer z fotela na wózek/krzesło toaletowe

Etac Raiser – Zalety

- Kompaktowy – łatwy w transporcie, waży tylko 14,2 kg.
- Praktyczna rękojeść – widoczna dla osób z demencją i zaburzeniami widzenia
- Miękkie i regulowane podpórki kolan
- Funkcjonalna płyta z kołami do transportu na niewielkie odległości
- Miękkie i łatwo regulowane podpórki kolan
- Centralny hamulec
- Wymiary: szerokość (58 cm), długość (63 cm), wysokość (120 cm)
- Przeznaczony dla użytkowników do 150 kg wagi

Materiał: aluminium, stal, tworzywo sztuczne, termoformowalna pianka

-

Gwarancja 5 lat