

Proste łóżko rehabilitacyjne - elektryczne dla chorego



Łóżko rehabilitacyjne przeznaczone jest do opieki nad osobami chorymi, które głównie leżą. Idealnie sprawdzi się w warunkach domowych. Maksymalny ciężar osoby leżącej to, aż 175 kg. Łóżko jest dostępne z kółkami o średnicy 125 mm. Umożliwiają one przesuwanie łóżka po równej podłodze, we wszystkich kierunkach. Łóżko może być obsługiwane w sposób elektryczny przez użytkownika lub personel opieki medycznej.

Cechy produktu:

- Leże cztero-segmentowe,
- Płynna regulacja wysokości leża za pomocą pilota,
- Pozycja anti-trendelenburga oraz trendelenburga
- Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,
- Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
- Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu,
- Kółka z indywidualnym systemem blokowania
- Niezabudowane siłowniki
- Wyścięgnik,
- Bariérki,
- Leże drewniane,
- Produkt medyczny, atestowany
-

sterowanie elektryczne pięcioma funkcjami: oparcie dla pleców, oparcie dla stóp,

regulacja wysokości, funkcja "Trandelenburg" oraz "Odwrotny Trandelenburg".

- rama materaca, kółka z indywidualnym systemem blokowania, drewniana deska w przedniej i tylnej części łóżka, drewniane poręcze boczne, trapez z wyciągiem.
- kontroler ręczny.

Parametry techniczne:

- Wymiary całkowite łóżka: (dł.) 2115 x (sz.) 1025 x (w) 405-810 mm
- Podstawa materaca: 90 cm x 195 cm
- Regulacja wysokości: 405 - 810 mm
- Waga: 105 kg
- Obciążenie max: 175 kg
- Dane elektryczne: Napięcie 230 V, 50 Hz
- Napięcie wyjściowe: DC 24V, Max. 100 VA

Parametry regulacyjne łóżka:

- Tylny wałek: od 0° do 70° ($\pm 5^\circ$)
- Dolny wałek: od 0° do 25° ($\pm 5^\circ$)
- Regulacja wysokości od 400 do 800 mm
- Pozycja Trendelenburga i pozycja anty- Trendelenburga: od 0 do 12°

UWAGA! Łóżko sprzedawane jest bez materaca

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)