

Klin odciążający kończyny marki SYSTAM



SYSTAM Klin odciążający kończyny dolne

- Zapewnia stabilność pacjenta i zmniejsza zsuwanie się, ograniczając skutki tarcia i ścinania, które odgrywają główną rolę w procesie powstawania odleżyn
- Ułatwia odciążenie pięty i kości krzyżowej poprzez przeniesienie nacisku na łydki i uda (strefy o niskim ryzyku powstawania odleżyn)
- Zastosowanie klina odciążającego w połączeniu z pozostałymi produktami System umożliwia częściowe lub całkowite zwolnienie obszaru pięty, zapewniając optymalną ochronę lub skuteczne wsparcie w leczeniu istniejących już odleżyn
- Odpowiednia szerokość zapewnia swobodę ruchu
- Długość umożliwiająca zabezpieczenie kończyny dolnej od pięty po dół podkolanowy

Piana HR o gęstości 40 kg/m³

- Piana wysoko-elastyczna
- Zwiększona sprężystość i wytrzymałość
- Miliony pęcherzyków pozwalają idealnie dopasować się do anatomicznego kształtu ciała oraz zapewniają doskonałą wentylację - (zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni) dlatego polecana jest nawet alergikom
- Gwarantuje przyjemny komfort
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
- Odzyskuje pierwotny kształt dwa razy szybciej niż piana standardowa
- Szybciej reaguje na zmianę pozycji osoby leżącej
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkowania

Pokrowiec PU bi-elastyczny Polymaille

- Rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta przez co zapobiega tarcia
- Nieprzemakalny i oddychający
- Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne)
- Posiada antypoślizgową podstawę
- Posiada zamek błyskawiczny z trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania
- Można prać w temp. do 95 stopni Celsjusza
- Można dezynfekować na zimno
- Posiada atest niepalności

Rozmiar 62 x 70 x 7,5 cm