

Stabilizator stawu nadgarstkowego z ujęciem kciuka TGO-C SN-K 403



Stabilizator stawu nadgarstkowego z ujęciem kciuka TGO-C SN-K 403

Stabilizator stawu nadgarstkowego z ujęciem kciuka wykonany jest z przewiewnego materiału z perforacją oraz z aluminiowych szyn stabilizujących staw nadgarstkowy od strony dłoniowej oraz kciuk od strony bocznej. Wykorzystanie obwodowych taśm dociągowych zapewnia ściśle przyleganie stabilizatora oraz pewne unieruchomienie.

Stabilizator stawu nadgarstkowego z ujęciem kciuka firmy TIMAGO należy do grupy wyrobów medycznych, stosowanych w celu unieruchomienia nadgarstka oraz kciuka w pozycji funkcjonalnej pozwalając na pełny ruch w stawach śródrečno-paliczkowych i między-paliczkowych. Stabilizator zmniejsza obciążenie na kości nadgarstka, torebki stawowej oraz ścięgien.

Wskazania do stosowania stabilizatora:

- Syndrom kanału nadgarstka
- Zwyródnienie stawu nadgarstkowego
- Złamania kości nadgarstka i kciuka
- Opadanie porażenne ręki
- Skręcenia i zwichnięcia
- Po zdjęciu opatrunku gipsowego

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

Rozmiar (obwód nadgarstka):

- S: 15 - 17 cm
- M: 17 - 19 cm
- L: 19 - 21 cm
- XL: 21 - 23 cm
- XXL: 23 - 25 cm