

Poduszka ortopedyczna Morfeusz (CPAP) do terapii bezdechu sennego i dla osób śpiących na wznak lub na boku



Poduszka ortopedyczna Morfeusz do terapii bezdechu sennego


Poduszka ortopedyczna Morfeusz do terapii bezdechu sennego, która przeciwdziała przesuwaniu się maski. Daje poczucie wysokiego komfortu oraz stabilizuje pozycję głowy w trakcie snu.

Bezdech senny to choroba spowodowana powtarzającymi się w czasie snu epizodami zatrzymania lub spłycenia oddechu. Konsekwencją choroby jest senność, poczucie zmęczenia, problemy z koncentracją i pamięcią, bóle głowy. Leczenie i terapia bezdechu sennego polega na stałym wspomaganiu oddychania dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych za pomocą aparatu CPAP. Urządzenie CPAP podaje powietrze pod odpowiednim ciśnieniem za pośrednictwem maski. Aby terapia była skuteczna niezwykle

istotnym elementem jest dobrze dobrana i odpowiednio przylegająca maska.

Zwykłe poduszki podczas spania w pozycji bocznej zazwyczaj naciskają na maskę i powodują jej przesuwanie się. W konsekwencji prowadzi to do jej nieszczelnego przylegania do twarzy, powstawania niepożądanych przecieków, co znacznie zmniejsza skuteczność terapii urządzeniem CPAP. Nacisk zwykłej poduszki na maskę często powoduje jej zniekształcenia, co podczas przesuwania się może powodować otarcia skóry twarzy.

Poduszka ortopedyczna Morfeusz do terapii bezdechu sennego dzięki specjalistycznemu profilowi zapobiega przesuwaniu się maski do aparatu CPAP, atym samym umożliwia użytkownikowi prawidłowe korzystanie z urządzenia. Specjalne wycięcie na bark sprawia, że użytkownik może przybrać wygodną, anatomiczną pozycję, a podwyższenie kołnierza doskonale stabilizuje pozycję głowy.



Poduszka Morfeusz jest wykonana z pianki termoelastycznej ("z pamięcią"), co zapewnia bardzo wysoki komfort leżenia i wrażenie niezwyklej miękkości. Dodatkowe rowki poprzeczne zapewniają bardzo dobrą cyrkulację powietrza i zmniejszają potliwość skóry. Poduszka Morfeusz do terapii bezdechu sennego posiada regulację wysokości - wystarczy wyjąć jedną warstwę pianki jeśli jest za wysoka, co pozwala na dopasowanie jej do budowy ciała właściciela. Jest dostosowana do spania zarówno na plecach, jak i na boku.

Poduszka posiada miękką poszewkę z zamkiem błyskawicznym wykonaną z wysokiej klasy 100% dzianiny bawełnianej. Bawełna to naturalne włókno odznaczające się delikatnością, idealną przepuszczalnością powietrza oraz doskonałym wchłanianiem i odprowadzaniem wilgoci z naszego ciała. Zapewnia unikatowe warunki dla skóry w

trakcie snu.

Przeznaczona dla osób:

- cierpiących na bezdech senny
- używających aparatu CPAP
- mających problemy z przesuwaniem się maski podczas snu
- ceniących profilaktykę zdrowego snu
- mających problemy wynikające z nieprawidłowej pozycji szyi i głowy podczas snu (np. bóle kręgosłupa, napięcia mięśniowe, mrowienie i drętwienie kończyn itp.)
- potrzebujących stabilnego podparcia głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa w trakcie snu, przy jednoczesnej redukcji nacisku na ciało
- wymagających wrażenia niezwyklej miękkości i bardzo wysokiego komfortu snu na poduszce dostosowującej się do kształtu głowy
- mających delikatną skórę i naczynia krwionośne (poduszka niweluje nacisk na szyję i odgniecenia)
- dla każdej budowy ciała i wzrostu, dla śpiących na wznak i na boku

Dane techniczne

wymiary (z dolną częścią)
wymiary

55 x 36 x 14 cm
55 x 36 x 11 cm



pianka
termoelastyczna
„z pamięcią”



oddychająca




prawidłowe
ułożenie
kręgosłupa



dopasowuje się



poszewka
ze 100%
bawełny



regulacja
wysokości

WYMIAR: 55 x 36 x 11 cm

Z DOLNĄ REGULACJĄ: 55 x 36 x 14 cm

