

Gorset stabilizujący unieruchamiający VERTEBRADYN-AKTIV



GORSET STABILIZUJĄCO-UNIERUCHAMIAJĄCY VERTEBRADYN-AKTIV

Gorset stabilizujący unieruchamiający VERTEBRADYN-AKTIV stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Umieszczone w tylnej części anatomicznie wyprofilowane stalki oraz pasy dociągowe odciążają kręgosłup w odcinku lędźwiowym z jednoczesnym zachowaniem ruchomości miednicy. Wyprofilowana anatomicznie, proprioceptywna pelota aktywuje do stabilizacji mięśnie poprzez przyjemny i sprzyjający ukrwieniu efekt masażu. Stopień docisku gorsetu można regulować indywidualnie poprzez płynnie zapięcie na rzep, natomiast stopień stabilizacji przy pomocy elastycznych pasów dociągowych.

Wskazania:

- Silne bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
- Przepuklina krążka międzykręgowego
- Zwężenie kanału kręgowego
- Niestabilność kręgosłupa
- Dysbalans mięśniowy
- Zespół stawów międzywyrastkowych
- Stany zapalne stawu krzyżowo-biodrowego
- Pseudokorzeniowe promieniowanie bólu
- Osteochondroza
- Kręgozmyk
- Profilaktyczna stabilizacja, np. podczas sportu lub pracy fizycznej

Komfort:

Przepuszczający powietrze materiał zapewnia funkcjonalny ucisk przy jednoczesnym wysokim komforcie noszenia. Uchwyty na dłonie, znajdujące się w miejscu zapięcia pasa,

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

umożliwiają zakładanie gorsetu w szczególnie komfortowy sposób.

Obwód w pasie

Rozmiar w cm

XS	70 - 80
S	80 - 90
M	90 - 100
L	100 - 110
XL	110 - 120
XXL	120 - 130

Wysokość części przedniej: 15,5 cm

Wysokość części tylnej: 27 cm

Dostępne kolory: szary