

## Dwuczęściowy kołnier ortopedyczny



| ROZMIAR | OBWÓD SZYI |
|---------|------------|
| S       | 26-33 cm   |
| M       | 33-40 cm   |
| L       | 40-48 cm   |

## Dwuczęściowy kołnier ortopedyczny

Wykonany z pianki polietylenowej wyprofilowanej anatomicznie z wzmocnieniami wykonanymi z PCV.

Wyposażony w otwory zapewniające swobodny dostęp powietrza, przepuszczalny dla promieni RTG. Zapinany i regulowany indywidualnie przy pomocy taśmy zapinanej na rzep.

Poprzez wykorzystanie wysokiej jakości materiałów jest trwały, a zarazem komfortowy w użytkowaniu.

Wskazania do stosowania kołnierza:

- Zespoły bólowe i korzeniowe odcinka szyjnego
- Stabilizacja i odciążenie szyjnego odcinka kręgosłupa
- Artrozy

- Rekonwalescencja po złamaniach i skręceniach

| ROZMIAR | OBWÓD SZYI |
|---------|------------|
| S       | 26-33 cm   |
| M       | 33-40 cm   |
| L       | 40-48 cm   |