

Neoprenowy stabilizator stawu kolanowego wciągany z osłoną rzepki



Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii CoolMax AIRPRENE

- Zapewnia doskonale wzmocnienie stawu
- Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- Pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową ochronę rzepki

Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym Stabilizator Special® wykonany z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii CoolMax AIRPRENE gwarantuje komfort użytkowania dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry.

Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-

otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkownika.

Rozmiary (mierzyć obwód stawu kolanowego w środkowej części):

- S: 31,7 -34,3 cm
- M: 34,3 -38,1 cm
- L: 38,1 -42 cm
- XL: 42 -45,7 cm

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40oC. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania: Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowatości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.