

Temblak z miękkim naramiennikiem



Temblak z miękkim naramiennikiem

Wykonany z wytrzymałej tkaniny w opatentowanej technologii POLIYOU, z miękkim naramiennikiem oraz z regulowaną długością „ramienia”. Dzięki zastosowaniu regulacji długości naramiennika istnieje możliwość podtrzymania kończyny na właściwej wysokości. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Cechy produktu:

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

- Zapewnia unieruchomienie oraz podtrzymanie kończyny
- Szczególnie polecany przy konieczności podtrzymania i unieruchomieniu kończyny górnej a w szczególności po zdjęciu unieruchomienia gipsowego, jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

Rozmiary (mierzyć długość przedramienia):

- S: 27- 32 cm
- M: 33- 39 cm
- L: 40- 45 cm
- XL: 46- 52 cm

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40oC. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania: Temblaka nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych.