



Stabilizator obojczyka



Stabilizator obojczyka

Poprzez zastosowanie unikalnej peloty grzbietowej została wzmocniona stabilizacja między łopatkami. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Wykonany ze Specjalnej pianki obszytej bawełną gwarantującą komfort użytkowania:

- Zapewnia unieruchomienie obojczyka, koryguje wady postawy
- Szczególnie polecany przy zwiększonej kyfozie piersiowej, urazach obojczyka, zespołach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupa oraz w procesie doleczenia

Rozmiary (mierzyć obwód wokół klatki piersiowej):

- S: 54 – 63,8 cm
- M: 64,1 – 76,5 cm
- L: 76,8 – 89,2 cm

- XL: 89,5 - 104,5 cm

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania: Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowatości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.