

Kula łokciowa z pojedynczą regulacją wysokości i podpórką stałą 04/MR



Kula łokciowa z pojedynczą regulacją wysokości i podpórką stałą

Właściwości:

- pojedyncza regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm),
- podpórka stała z 9 cm otwarciem przednim,
- rękojeść uniwersalna,

- dwa odblaski,
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową,
- lekkie, anodowane aluminium,
- dostępna w wersji z amortyzatorem

Waga	0,48 kg
Odległość od podłoża do rękojeści	min 68 cm – max 94 cm
Masa użytkownika	do 130 kg
Odległość od podłoża do podpórki łokciowej	min. 91 cm – max. 117 cm
Odległość od rękojeści do podpórki łokciowej	23 cm
Wzrost użytkownika	155 cm-185 cm

Zastosowanie:

- kula łokciowa dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać,
- niewskazane przy braku jednej kończyny,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo -zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny (za prawidłowe uznaje się używanie kuli łokciowej po stronie chorego stawu),
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul łokciowych.

[Instrukcja użytkowania kul łokciowych](#)