

Kula łokciowa z szeroką boczną odchylaną obejmą pojedynczą regulacją wysokości 08/MR



Kula łokciowa z szeroką, boczną odchylaną obejmą, pojedynczą regulacją wysokości

Właściwości:

- pojedyncza regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm),
- szeroka odchylana podpórka z 6 cm otwarciem z boku,
- w opcji: miękki uchwyt,

- rękojeść uniwersalna,
- dwa odbłaski,
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową,
- lekkie, anodowane aluminium,
- dostępna w wersji z amortyzatorem

Waga	0,55 kg
Odległość od podłoża do rękojeści	min 68 cm – max 94 cm
Masa użytkownika	do 130 kg
Odległość od podłoża do podpórki łokciowej	min. 92 cm – max. 118 cm
Odległość od rękojeści do podpórki łokciowej	min. 25 cm
Wzrost użytkownika	155 cm-185 cm

Zastosowanie:

- kula łokciowa z szeroką obejmą dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać,
- niewskazane przy braku jednej kończyny,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo -zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny (za prawidłowe uznaje się używanie kuli łokciowej po stronie chorego stawu),
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul łokciowych.

[instrukcja użytkowania kul łokciowych](#)