

Kula łokciowa z miękkim uchwytem pojedynczą regulacją wysokości podpórką odchylaną boczną



Kula łokciowa z miękkim uchwytem, pojedynczą regulacją wysokości, podpórką odchylaną boczną

Właściwości:

- pojedyncza regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm),
- miękki uchwyt,
- w opcji: lakierowane, kolorowe rurki,

- szeroka odchylana podpórka z 6 cm otwarciem wejściem z boku,
- rękojeść uniwersalna,
- dwa odbłaski,
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową,
- lekkie, anodowane aluminium,
- dostępna w wersji z amortyzatorem

Waga	0,67 kg
Odległość od podłoża do rękojeści	min 75 cm – max 101 cm
Masa użytkownika	do 130 kg
Odległość od podłoża do podpórki łokciowej	min. 100 cm – max. 126 cm
Odległość od rękojeści do podpórki łokciowej	25 cm
Wzrost użytkownika	ok. 155 cm-185 cm

Zastosowanie:

- kula łokciowa z miękką rączką dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać,
- niewskazane przy braku jednej kończyny,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo -zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny (za prawidłowe uznaje się używanie kuli łokciowej po stronie chorego stawu),
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul łokciowych.

[Instrukcja użytkowania kul łokciowych](#)