

Krzesło sedesowe



Właściwości:

- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm)
- miękkie podparcia pod dłonie (pianka poliuretanowa)
- zdejmowana deska sedesowa oraz pojemnik/wiaderko ze szczelną pokrywą
- nasadki/stopki wzmocnione podkładką stalową
- lekkie, anodowane aluminium
- konstrukcja nieskładana

Waga

3,0 kg

Masa użytkownika	do 120 kg
Wysokość	min. 47cm – max.61cm
Głębokość siedziska	43cm
Szerokość siedziska	48cm

Zastosowanie:

- ułatwianie korzystania z toalety osobom niepełnosprawnym ruchowo,
- pomocniczo przy wszelkich czynnościach pielęgnacyjnych dotyczących chorego,
- po zdjęciu wiaderka krzesło można stawiać bezpośrednio nad sedesem.