

Myjka z żelem myjącym - ściereczka HIGIMED



Ściereczka HIGIMED

Jednorazowa myjka nasączona żelem myjącym. Przeznaczona do zabiegów toaletowych pacjentów niesamodzielnych. Dla wyższej wygody użytkowania myjka wykonana jest w formie poliestrowej gąbeczki poręcznej w użyciu i miękkiej. Dzięki zastosowaniu surowca wykorzystywanego do produkcji standardowych gąbek, myjka jest delikatna i przyjemna w dotyku. Nie powoduje podrażnień skóry, jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia.

Elastyczna i chropowata struktura myjki zapewnia dodatkowo przyjemny, delikatny masaż ciała. Ściereczka zawiera delikatny żel myjący o neutralnym, przyjaznym dla

skóry PH. Zawarty w ściereczce żel uwalnia się stopniowo w trakcie jej używania i ma przyjemny, delikatny zapach. To innowacyjne, doskonałe rozwiązanie dla wszystkich pacjentów którzy nie mogą czynności toaletowych wykonać sami. Idealna również w podróży. Myjki zabezpieczone są wygodnym i poręcznym opakowaniem zawierającym po 20 sztuk ściereczek. Wygodne wymiary myjki oraz duża ilość żelu pozwalają w sposób profesjonalny i dokładny wykonać czynności toaletowe.



Wyrób medyczny



Bezpieczny



Innowacyjny



Przyjemny zapach

Jak stosować:

1. Wyjmij gąbkę z opakowania.
2. Namocz niewielką ilością wody.
3. Nie zanurzaj gąbki całkowicie, może to spowodować wypłukanie substancji aktywnej.
4. Ugniataj gąbkę aż do uzyskania odpowiedniej ilości piany.
5. Umyj ciało pacjenta.
6. Po użyciu wyrzuć myjkę do pojemnika na odpady medyczne.

Parametry techniczne:

- Wymiary myjki: 12cmx20cmx1cm
- Opakowanie jednostkowe: 20 sztuk
- Wykonane z polieteru, który fakturą jest najbardziej zbliżony do klasycznych, wielorazowych gąbek.