

Club UL Łóżko rehabilitacyjno - pielęgnacyjne opuszczające się do poziomu podłogi



Club UL Łóżko rehabilitacyjno - pielęgnacyjne opuszczające się do poziomu podłogi

Łóżko rehabilitacyjno-pielęgnacyjne CLUB UL zostało stworzone z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu osób leżących, zwłaszcza dla tych o bardzo niskim wzroście lub cierpiących na chorobę Alzheimera. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, które pozwala opuszczać leże do poziomu podłogi, minimalizuje się ryzyko upadku podczas wychodzenia z łóżka w nocy. Wysoki standard jakościowy i funkcjonalność sprawiają, że CLUB UL doskonale wspiera proces pielęgnacji i rehabilitacji oraz poprawia jakość życia

osób leżących.

Łóżko to powinno posiadać odpowiednio dobrany materac (zalecany: min. gęstość pianki RG 35, grubość 120 mm, ciężar maks. 165 kg)

Główne cechy:

Leże cztero-segmentowe

Zaawansowane leże podzielone na cztery segmenty pozwala na dokładne dostosowanie ułożenia ciała, zapewniając wygodę i wsparcie w każdej sytuacji.

Płynna regulacja wysokości leża na pilota

Dzięki płynnej regulacji wysokości za pomocą pilota, użytkownik może łatwo dopasować poziom leża do swoich preferencji i potrzeb.

Pozycja anty-trendelenburga

Funkcja anty-trendelenburga pozwala na odpowiednie ułożenie ciała, co może być pomocne w terapii oraz zwiększać komfort użytkowania.

Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia i segmentu uda na pilota

Regulacja kąta nachylenia wezgłowia i segmentu uda za pomocą pilota pozwala na precyzyjne ustawienie leża zgodnie z preferencjami użytkownika.

Siłowniki LINAK

Siłowniki LINAK gwarantują płynną regulację pozycji leża, zapewniając stabilność i komfort użytkowania.

Obudowa w kolorze drzewa bukowego

Estetyczna obudowa wykonana w kolorze drzewa bukowego nadaje łóżku elegancki wygląd, który doskonale komponuje się z różnymi wnętrzami.

Wysięgnik i barierki na wyposażeniu

Wysięgnik i barierki są integralną częścią łóżka, zapewniając dodatkowe wsparcie i bezpieczeństwo podczas wstawania oraz przemieszczania się użytkownika.

Funkcje:

- Pilotowa regulacja wysokości leża.
- Pozycja anty-trendelenburga.
- Regulacja poszczególnych segmentów leża.
- Regulacja kąta nachylenia wezgłowia.
- Regulacja kąta nachylenia segmentu uda.

Dodatkowe opcje:

1. Uchwyt do podnoszenia się.
2. Wydłużenie łóżka o 20 cm.
3. Uchwyt na kropłówkę.
4. Opcjonalny rastomat umożliwiający ręczne ustawienie podnóżka w pozycji płaskiej.
5. Opcjonalne boczne poręcze:
 - Drewniane poręcze.
 - Metalowe poręcze.
 - Dzielone poręcze (drewniane lub metalowe).

Parametry techniczne:

Całkowita szerokość	1037 mm
Szerokość leża	900 mm
Całkowita wysokość (bez wysięgnika)	725 - 1135 mm
Długość leża	2000 mm
Długość całkowita	2175 mm
Zakres regulacji wysokości leża (bez materaca)	215 - 625 mm
Maksymalny zakres regulacji zagłówka	69°
Maksymalny zakres regulacji dla części udowej podnóżka	20,7°
Maksymalny zakres regulacji dla części podudowej podnóżka	-16,5°
Materac	RG 35, 120 mm grubości, 2000x900
Wysięgnik dopuszczalne obciążenie	80 kg
Waga łóżka	73,5 kg
Maksymalna waga użytkownika (materac)	165 kg
Maksymalna waga użytkownika (łożko)	200 kg
Średnica kół	100mm

Wiele rodzajów mocowań i akcesoriów, a także modułowa konstrukcja, umożliwiają pełne użytkowanie wózka przez osoby niepełnosprawne na skutek:

- paraliżu;
- utraty kończyn (amputacji nóg);
- uszkodzenia lub deformacji kończyn;
- sztywnych lub uszkodzonych stawów;
- niewydolności serca i słabego krążenia krwi;
- zaburzeń równowagi;
- kacheksji (ubytków masy mięśniowej).
- oraz przez osoby starsze.