

## Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny z funkcją wykrywania arytmii serca OPTIMUM HZ-8568



## Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny z funkcją wykrywania arytmii serca oraz technologią FUZZYLOGIC OPTIMUM HZ-8568

### Technologia FuzzyLogic

Nowoczesny, elektroniczny ciśnieniomierz naramienny, wyposażony w technologię wykrywania arytmii serca. Prosty w użyciu, intuicyjny produkt medyczny. Dedykowany jest wszystkim pacjentom którzy w warunkach domowych muszą kontrolować ciśnienie krwi. Wykorzystujący technologię FUZZYLOGIC . To zaawansowana technicznie, innowacyjna metoda pomiaru ciśnienia. Jej głównym założeniem jest intuicyjne,

indywidualizowane dopasowanie powietrza w mankiecie pomiarowym do wymagań pacjenta. Dzięki tej technice ciśnieniomierz zapewnia najdokładniejszy pomiar ciśnienia krwi. Dodatkowym atutem tej technologii jest wyeliminowanie tzw. błędu ludzkiego polegającego na nieprawidłowym podłączeniu mankietu. Ciśnieniomierz posiada dodatkowo funkcję rozpoznawania arytmii serca (IHB), co jest bardzo przydatne w przy kołataniu serca.

Duży, czytelny wyświetlacz cyfrowy o wymiarach 60mm x 41mm pozwala na samodzielny odczyt wskazań ciśnieniomierza. Dzięki zaawansowanej technice, jest prosty w obsłudze, pomiar ciśnienia wykonywany jest za pomocą jednego przycisku. Łatwy w korzystaniu i bardzo dokładny.

Doskonale sprawdzi się w warunkach codziennych pomiarów ciśnienia jak i w przychodniach czy szpitalach.

## Ciśnieniomierz naramienny PRODUKT MEDYCZNY

### Cechy produktu:

- Pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- Oscylometryczna metoda pomiaru
- Pamięć po 60 pomiarów dla 2 użytkowników (łącznie z datą i czasem pomiaru)
- Automatyczne pompowanie i wypuszczanie powietrza z mankieta
- Ostrzeżenie o arytmii oznakowane podwójnym sercem (czarnym i białym)
- Automatyczne wyłączanie

### Parametry techniczne:

- Zasilanie na baterie: 4 x AAA (brak w zestawie)
- Poziom hałasu 55 dB(A)
- Regulacja długości mankieta od 22 do 32 cm
- Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny: 60x41 mm
- Zakres pomiaru :
  - Ciśnienie: 0 -299 mmHg
- Puls: 40-199 uderzeń/min.

- Dokładność pomiaru:
- Ciśnienie : +/- 3 mmHg
- Puls : +/- 5%