

Materac VICAIR 415 do profilaktyki odleżyn IV stopnia do wagi 250 kg



Materac przeciwoodleżynowy pneumatyczny VICAIR z regulacją twardości w pokrowcu nieprzemakalnym paroprzepuszczalnym. Do IV stopnia do wagi 250 kg

Materac Vicair Academy 415 jest przeznaczony dla pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko odleżyn, oraz dla pacjentów, którzy mają odleżyny w stadium I-IV, ale są stosunkowo mobilni.

Materac Vicair 415 to optymalny komfort leżenia. Stosowany dla zapobiegania powstawania oraz leczenia odleżyn. Stosowany przy wysokim ryzyku do IV stadium w skali EPUAP.

Technologia SmartCells™

- Optymalny komfort leżenia
- Optymalna redystrybucja ciśnienia
- Optymalny dla osób wrażliwych na ból
- Optymalny dla, które wymagają zwiększonej stabilizacji.
- Zalecany w leczeniu odleżyn w najwyższym stopniu IV w skali EPUAP.

Ułga w bólu, zmniejszenie poczucia zmęczenia, zapobieganie odleżynom. To tylko niektóre przykłady natychmiastowego działania materaca Vicair 415.

Konstrukcja zapewnia optymalną redystrybucję ciśnienia, redukcję sił ścinających, optymalne zanurzenie i stabilne, wygodne - pozycjonowanie. Nawet przy istniejących

odleżynach w stadium I-IV skali EPUAP (udowodnione klinicznie). Materac

Vicair 415 jest łatwy w utrzymaniu , gotowy do używania zaraz po rozpakowaniu, żadnych regulacji i ustawień.

Wyposażony w wodoodporny paro-przepuszczalny pokrowiec.

Można go stosować do każdego rodzaju ramy łóżka i ustawieniu leża (np. Pozycji kardiologicznej).

Reanimacji można dokonywać na pacjencie bez użycia żadnej podstawy.

Wypełnione powietrzem komórki SmartCell™ sprawiają, że materac Vicair 415 jest niezwykle lekki i jest doskonałą alternatywą dla materacy z zmiennociśnieniowych z kompresorem. Żadnych hałasów, żadnych źródeł zasilania energią i najwyższa skuteczność w profilaktyce przeciwodleżynowej. To doskonałe wsparcie w procesie leczenia odleżyn w stadium od I do IV.

Wymiary:

Wysokość: 15 cm

Waga materaca : 10 kg

Maksymalne obciążenie: 250 kg

Szerokość/długość: 90 x 200 cm - możliwość wykonania każdego dowolnego rozmiaru na zamówienie i kontakcie z nami

[INSTRUKCJA I DANE TECHNICZNE](#)

Materac Vicair®

415

Materac Vicair 415 to optymalny komfort leżenia.
Stosowany dla zapobiegania powstawania oraz leczenia
odleżyn. Stosowany przy wysokim ryzyku do IV stadium w
skali EPUAP.



Ulga w bólu, zmniejszenie poczucia zmęczenia, zapobieganie odleżynom. To tylko niektóre przykłady natychmiastowego działania materaca Vicair 415. Konstrukcja zapewnia optymalną redystrybucję ciśnienia, redukcję sił ścinających, optymalne zanurzenie i stabilne, wygodne - pozycjonowanie. Nawet przy istniejących odleżynach w stadium I-IV skali EPUAP (udowodnione klinicznie). Materac Vicair 415 jest łatwy w utrzymaniu, gotowy do używania zaraz po rozpakowaniu, żadnych regulacji i ustawień, wyposażony w wodoodporny paroprzepuszczalny pokrowiec. Można go stosować do każdego rodzaju ramy łóżka i ustawieniu leża (np. Pozycji kardiologicznej). Reanimacji można dokonywać na pacjencie bez użycia żadnej podstawy. Wypełnione powietrzem komórki SmartCell sprawiają, że materac Vicair 415 jest niezwykle lekki i jest doskonałą alternatywą dla materacy z zmienności ciśnieniowych z kompresorem. Żadnych hałasów, żadnych źródeł zasilania energią i najwyższa skuteczność w profilaktyce przeciwośleżynowej. To doskonałe wsparcie w procesie leczenia odleżyn w stadium od I do IV.

