

Niezawodny materac przeciwoleżynowy rurowy z pompą PROTECTOR II firmy Herdegen do 140 kg



Materac przeciwoleżynowy PROTECTOR II

O konstrukcji rurowej jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem w leczeniu odleżyn. Przeznaczony dla osób stale leżących, w stanie średnim i ciężkim. Pompa zmiennociśnieniowa realizuje ciągłą, naprzemienną zmianę ciśnienia powietrza w komorach materaca zmieniając nacisk na poszczególne partie ciała, odciążając je. Powierzchnia materaca ulega ciągłym zmianom przez co minimalizuje ryzyko powstawania odleżyn oraz działa korzystnie w niwelowaniu już istniejących. Wytrzymały materac rurowy niezbędny w profilaktyce oraz leczeniu odleżyn. Dzięki napełnianym naprzemiennie komorom materac zapewnia podopiecznemu stałą zmianę punktów podparcia, co wspiera prawidłowe mikrokążenie krwi oraz odpowiednią cyrkulację powietrza.

Główne cechy:

- Maksymalne waga użytkownika 140 kg;
- Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy o konstrukcji rurowej;
- Pokrowiec w zestawie;
- 17 komór (rur) w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem;
- Komory wypełniane są powietrzem w cyklach co 10 – 12 minut;
- Posiada zawór CPR;
- Łatwy w utrzymaniu w czystości;
- Ręczna regulacja ciśnienia w materacu pozwala na jego dostosowanie do wagi użytkownika;
- Kolor materaca granatowy;
- Gumowe nasadki na spodzie pompy zapobiegają przenoszeniu wibracji, powstających podczas pracy pompy, na mebel na którym ustawiona jest pracująca pompa;
- 2 lata gwarancji;
- Produkt medyczny, atestowany;
- Pokrowiec przypinany jest do materaca na napy, które znajdują się na dole i na górze materaca.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie pompy	220 – 240 V 50/60 Hz
Ilość powietrza pompowanego przez pompę	4,5 l/min
Regulacja ciśnienia	40 – 100mm Hg
Cykl pracy pompy	10 - 12 min
Pobór prądu przez pompę	7 W
Wymiary całkowite pompy	25,7 x 11,5 x 94 cm
Waga pompy	1,4 kg
Waga materaca	4,7 kg
Wymiary całkowite materaca	dł. 190 x szer. 85 x wys. 10 cm
Dopuszczalne obciążenie materaca	140 kg
Ilość komór materaca	17 komór w kształcie walca
Kolor materaca	granatowy
Materiał podstawowy materaca	PVC-PU-PA

