

ASX Basic - materac zmiennociśnieniowy rurowy II stopień



System zmiennociśnieniowy novacare® ASX basic

System nakładany, przewidziany do zastosowania w domu oraz w placówkach opiekuńczych i medycznych. Nakłada się go na materac w łóżku. Zastosowanie w zwykłych łóżkach jest możliwe, należy jednak preferowane są łóżka pielęgnacyjne lub rehabilitacyjne.

System składa się ze sterownika z pompą membranową i nakładki na łóżko z osiemnastoma poprzecznie rozmieszczonymi komorami powietrza, z czego 10 to komory wentylowane. Trzy komory znajdujące się w przedziale głowy to komory statyczne. Jednostka komorowa zwiera pełny, elastyczny, wodoodporny i paroprzepuszczalny pokrowiec ochronny z poliuretanu, zamykany na zatrzaski. Zastosowane materiały są biokompatybilne.

System zmiennociśnieniowy novacare® ASX basic nadaje się do zastosowania przy odleżynach I-II stopnia (wg Seilera) lub kategorii 1-2 wg EPUAP/NPUAP. System zmiennociśnieniowy novacare® ASX basic zaprojektowano dla maksymalnej wagi pacjenta 130 kg.

Parametry techniczne:

Kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z trwałą membraną wykonaną z PU z uchwytyami do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze,
Zmienny cykl pracy (10 min),

Tryb statycznych pracy dla pacjentów wrażliwych na ból,

Alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych),

regulacja ciśnienia-płynna z podziałką kg.,

Pompa:

- Wymiary: 30 x 19 x 12 cm (dł. x szer. x wy.)
- Waga: ca. 3 kg

Materac:

- Wymiary: 200 x 80/90 x 14 cm
- Waga: ca. 4 kg
- 18 komór dynamicznych, 3 statyczne komory głowy
- komory z mikroperforacją
- Przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem (z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu)
- zawór reanimacyjny CPR
- funkcja transportowa

Materiały:

Komory:

- Nylon/ TPU gwarantuje olbrzymią trwałość,
- możliwość wymiany poszczególnych komór materaca.

Pokrowiec:

- Nylon z PU oddychający zapinany na zatrzaski,
- wodoszczelny i paroprzepuszczalny.