

Materac przeciwoodleżynowy bąbelkowy zmiennociśnieniowy pneumatyczny z pompą GABI HF6001



Gabi materac medyczny pneumatyczny, zmiennociśnieniowy Reha Fund

Materac Gabi posiada system zmiennociśnieniowy o odpowiedniej częstotliwości pozwala uniknąć długotrwałego ucisku naczyń krwionośnych, który może spowodować niedotlenienie tkanek. System zmiany ciśnienia pozwala na dopasowanie materaca do pacjenta i jego pozycji.

Tradycyjnie zaakceptowaną metodą profilaktyki przeciwoodleżynowej jest regularne obracanie pacjenta i regularna obserwacja obszarów ryzyka. Użycie materaca zmiennociśnieniowego jest uzupełnieniem tego zabiegu. Jednocześnie, w razie potrzeby, obracanie i obserwację pacjenta nadal trzeba traktować jako część opieki na pacjentem.

Przeznaczenie:

- dla pacjentów, którzy prawdopodobnie będą spędzać w łóżku ponad 15 godzin dziennie
- dla pacjentów ze średnim lub wysokim ryzykiem wystąpienia odleżyn

Główne cechy:

- materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy o konstrukcji bąbelkowej (pęcherzykowatej);
- podkład wykonany z medycznego PVC - materiału wytrzymałego, nietoksycznego, łatwego w utrzymaniu w czystości;
- 130 komór (bąbelków) naprzemiennie wypełnianych powietrzem;
- bąbelki o wymiarach 9 x 8 cm;
- komory wypełniane są powietrzem w cyklach co 12 minut;
- materac wyposażony w wyłogi (32 cm) do mocowania na łóżku;
- maksymalne waga użytkownika 130 kg;
- zestaw do naprawy materaca (dwie łatki i tubka kleju);
- kolor materaca beżowy;
- cicha pompa o niskim poziomie wibracji i temperatury podczas pracy;
- pompa z ręczną regulacją ciśnienia za pomocą pokrętła;
- zawieszki do mocowania pompy na łóżku;
- produkt medyczny, atestowany

DANE TECHNICZNE

Zasilanie pompy	220V/50 Hz
Ilość powietrza pompowanego przez pompę	5-7l/min
Regulacja ciśnienia	50-120 mmHg
Cykl pracy pompy	12 min.
Pobór prądu przez pompę	7W
Bezpieczniki	1A
Wymiary całkowite pompy	24 x 12 x 8,5 cm
Waga pompy	1,4 kg
Model pompy	HF62012
Waga materaca	1,8-2,1 kg
Wymiary całkowite materaca	dł. 200 x szer. 90 x wys. 7 cm

Dopuszczalne obciążenie materaca	130 kg
Ilość komór materaca	130 komór (bąbelków)
Grubość materiału materaca	0,3 mm
Kolor materaca	beżowy
Materiał podstawowy materaca	PVC