


Poduszka ortopedyczna profilowana do spania na brzuchu SLIM PILLOW Qmed



Slim Pillow poduszka profilowana do snu

Płaska poduszka profilowana, wykonana z pianki leniwej. Zapewnia optymalne podparcie w czasie snu. Dzięki swej formie, sprzyja dogodnemu ułożeniu, możliwa do przytulenia – objęcia. Ułatwia oddychanie nawet w pozycji na brzuchu. Kształt poduszki pomaga w uniesieniu przedniej części ciała, a tym samym ułożeniu kręgosłupa w pozycji eliminującej napięcie w odcinku szyjnym kręgosłupa i plecach. Poduszki Qmed polecane są przez lekarzy ortopedów, rehabilitantów i fizjoterapeutów w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych kręgosłupa, a także zwiększenia komfortu snu pacjentów.



Funkcjonalność produktu:

- Polecana do każdego rodzaju snu
- Szczególnie zalecana osobom śpiącym na brzuchu
- Redukuje napięcie w szyi i plecach
- Zapewnia komfort i odpoczynek podczas snu

Poduszka jest wyrobem medycznym stworzonym z zastosowaniem lekkich i wytrzymałych materiałów, opracowanym na podstawie nowoczesnych założeń konstrukcyjnych. Pianka z pamięcią pod wpływem ciepła ciała idealnie dopasowuje się do jego kształtów, zwiększając tym samym powierzchnię podparcia. Tworzą się doskonałe warunki od odciążenia struktur mięśniowo- więzadłowych i stawowych w odcinku szyjnym kręgosłupa, któremu zapewnia ponadto stabilizację. Oprócz działań fizjoterapeutycznych i fizykalnych, poduszka jest uznanym, podstawowym środkiem oddziaływania zdrowotnego przy dysfunkcjach szyjnego odcinka kręgosłupa. Poduszka jest przyjazna alergikom, dzięki piance z pamięcią, która nie sprzyja rozwojowi roztoczy.

Wskazania:

- Łagodzenie dolegliwości bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa
- Profilaktyka powstawania napięć mięśniowych i dyskopatii w obrębie odcinka

szyjnego

- Przeciwdziałanie deprywacji snu, prowadzącej do chorób układu sercowo-naczyniowego, osłabienia odporności, obniżenia nastroju
- Wsparcie rehabilitacji kręgosłupa i mięśni w odcinku szyjnym
- Zachowanie odpowiednio długiego i efektywnego czasu snu
- Zalecenia do odciążania kręgów szyjnych w celu zachowania naturalnej krzywizny kręgosłupa

Skład:

- Poduszka: 100% PU
- Poszewka: 100% poliester
- Wymiary: 56x48x10cm
- Gęstość: 50kg/m³ (miękka)
-

Konserwacja:

Pianka z pamięcią kształtu nie nadaje się do prania. Pokrowiec zewnętrzny jest zdejmowalny i może być prany w temperaturze do 30°C/ 86°F. Ze względu na sposób transportu, poduszka po wyjęciu z opakowania może mieć "zapach fabryczny". Aby zniknął, przed pierwszym użyciem, wystarczy przewietrzyć poduszkę.