

Buty dla personelu medycznego i pracy w strefach ESD z wkładką memory Evoflex marki Scholl



Buty z wkładką memory Evoflex marki Scholl

To co czyni buty Evoflex wyjątkowymi to konstrukcja, która została specjalnie przebadana pod kątem dostosowania do środowiska szpitalnego. Górna część jest gładka, aby zapobiec gromadzeniu się płynów i brudu, sprawia to, że jest łatwa w utrzymaniu czystości, perforacja po bokach zapewnia odpowiednią wentylację niezależnie od temperatury. Innowacyjny pasek z tyłu sprawia, że but staje się uniwersalny, umożliwiając przekształcenie go z półbuta w klapki i odwrotnie za pomocą jednego kliknięcia. Zapiętka została zaprojektowana tak, aby wygodnie obejmowało piętę i utrzymywało stopę w stabilnej, właściwej pozycji.

Antybakteryjna wyściółka, opracowana przy użyciu nanotechnologii, eliminuje tarcie, zapewniając lepsze uczucie komfortu i łatwość dopasowania. Wkładka wykonana jest z materiału Memory Cushion®, który łagodzi nacisk, rozkładając go na całej powierzchni stopy. Podeszwa amortyzuje mikro wstrząsy zapewniając maksymalny komfort, chroniąc przy tym kręgosłup i zapobiegając bólom krzyża. Posiadają właściwości antyelektrostatyczne i są przystosowane do sterylizacji w autoklawie (but do 134 st. C,

wkładka do 121 st. Można je również prać w 90 stopniach.

Specyfikacja:

- Obcas: 40mm
- Wyjmowana wkładka: tak
- Materiał podszewki: tkanina
- Materiał wewnętrzny: Mikrofibra
- Materiał cholewki: syntetyczny
- Tęgość: G

Jak zmierzyć rozmiar stopy?

1. proszę odrysować stopę na kartce, następnie zmierzyć długość od najdłuższego palca do końca pięty i dodać ok. 0,5 -1,0 cm,
2. zmierzyć długość wkładki w butach o podobnym fasonie,
3. zmierzyć długość stopy za pomocą linijki, pamiętając że wkładka buta powinna być większa o ok. 0,5 cm od stopy w skarpetce.

BUTY Z WKŁADKĄ: MEMORY CUSHION

Rozmiar buta Scholl	36	37	38	39	40	41	42
Długość stopy w cm	23	24	25	25,5	26	26,5	27