

Elektroniczny masażer do twarzy i ciała - płytki, kamień Gua Sha marki Qmed



Elektroniczny masażer Gua Sha - Salon SPA we własnym domu.

Elektroniczny masażer twarzy Gua Sha marki Qmed to najnowszej klasy produkt do relaksu mięśni twarzy i całego ciała. Nazwa techniki (gua - skrobanie, sha - zaczerwienienie) oraz tradycja sięga do XIV- wiecznej medycyny chińskiej. Tajemnica wykonania masażu przez wieki przekazywana była z pokolenia na pokolenie jako sposób na zachowanie zdrowia i urody.



Co wyróżnia gua sha od innych technik terapii manualnej?

Aplikacja kamiennej płytki odbywa się wzdłuż tkanki mięśniowej i nie występują w niej ruchy oscylacyjne. Charakterystyczne są następujące po sobie w jednym kierunku powtórzenia rozcierania, gdy świadomie wywiera się nacisk na mięśnie.

Masażer Spa Ritual wzbogaciliśmy o dwie innowacje w stosunku to tradycyjnych produktów do masażu twarzy:

- Przyjemnie ciepłą temperaturę.
- Rozgrzanie twarzy podczas zabiegów pielęgnacyjnych jest elementem ciepłolecznictwa w kosmetologii i może przynieść kilka korzyści. Poprawa mikrokrażenia, w wyniku lepszego przepływu krwi i limfy, wzmacnia dostarczanie skóry składników odżywczych, co zwiększa ich skuteczność. Ciepło rozszerza pory ułatwiając oczyszczanie skóry i usuwanie zanieczyszczeń oraz uelastycznia skórę.
- Wibracje natomiast pomagają stymulować produkcję kolagenu w skórze i mają działanie przeciwbólowe. Relaksacja twarzy spowodowana ciepłem i wibracjami wpływa na redukcję napięcia mięśni, mniejsza widoczność zmarszczek oraz poprawę owalu twarzy.

Zmaksymalizuj dobroczynne efekty rytuału:

Pamiętaj, aby przed masażem oczyścić skórę twarzy z sebum i makijażu.

- Zastosuj emolient o dobrym składzie, który pozwoli na przyjemne przesuwanie produktu po skórze.
- Masaż wykonuj jednokierunkowo, od środka na zewnątrz, w kierunku węzłów chłonnych, powtarzając gest około 10 razy w danym miejscu, bez wykonywania ruchu powrotnego. Najpierw masuj jedną połowę twarzy, potem drugą.
- Ciesz się rytuałem regularnie a najlepiej codziennie przez 10 minut lub przynajmniej 2-3 razy w tygodniu.

Spa Ritual możesz także użyć do masażu terapeutycznego mięśni całego ciała na przykład przy chronicznych schorzeniach układu ruchu, także przebiegających z dolegliwościami bólowymi oraz problemami z ruchomością. Dolegliwości te często mają swoją przyczynę w zastojach w tkance powierzchniowej.

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie robocze: 3.7 V
- Temperatura podgrzewania: 45°- 65° C
- Napięcie ładowania: 5V
- Prąd ładowania: 0.8 A
- Pojemność baterii: 750 mAh
- Waga urządzenia: 79g
- Wymiary: 82x78x23 mm

- Skład: ABS, PC, wapien, galwanizowane ABS
- Standard: EN IEC 55014-1, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 55014-2

