

Szyna na dłoń i przedramię z ujęciem kciuka - Whosp FT marki QMED



Szyna na dłoń i przedramię z ujęciem kciuka

Schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Szyna, orteza nadgarstkowo-ręcznopalcowa z ujęciem kciuka. Możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postępami leczenia i usprawniania – dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA.

Cechy produktu:

- Konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,
- Mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- Wersja lewa i prawa.

Rozmiar (szerokość ręki):

- S: 6,5 - 8 cm
- M: 8 - 9,5 cm
- L: 9,5 <

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródręczno-paliczkowych.