

Orteza kciuka z szyną aluminiową



- Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii CoolMax AIRPRENE
- Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji nadgarstka oraz kciuka
 - Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
 - Szczególnie polecany przy zmianach zwyrodnieniowych, jako unieruchomienie pooperacyjne oraz w procesie doleczenia zwichnięć, złamań nadgarstka oraz kciuka
- Dzięki zastosowaniu dodatkowego dopinania rzepami, orteza pozostaje zawsze na właściwej pozycji. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.
- Orteza Special® wykonana z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii CoolMax AIRPRENE gwarantuje komfort użytkowania.
- Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkowania.
- Rozmiary:** (mierzyć obwód wokół nadgarstka) S: 14,0-16,5cm, M: 16,5-19,0cm, L: 19,0-21,6cm, XL: 21,6 i więcej
- Sposób konserwacji:** Prać ręcznie w temperaturze do 40oC. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.
- Przeciwwskazania:** Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowatości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.