

Mobilne EKG Beurer ME 90



Za pomocą tego przenośnego urządzenia EKG możesz w prosty sposób rejestrować i monitorować rytm serca zarówno w domu, jak i w podróży. Dane można przesyłać na smartfon za pośrednictwem Bluetooth® i poddawać je ocenie we współpracującej z urządzeniem aplikacji „BeurerCardioExpert”. Urządzenie medyczne Beurer EKG ME 90 przeznaczone jest do samodzielnego kontrolowania funkcji serca w warunkach domowych lub w podróży. Urządzenie polecane jest osobom, które cierpią z powodu nadciśnienia, cukrzycy, podwyższonego cholesterolu; osobom obciążonym genetycznie; osobom z nadwagą, prowadzącym mało aktywny tryb życia, palącym papierosy, narażonym na stres, cierpiącym z powodu bezsenności; osobom po przebytym zawale serca bądź udarze. Mobilne EKG umożliwia samodzielną kontrolę pracy serca.

Dzięki temu, że jest prosty w obsłudze (obsługa przy pomocy jednego przycisku) można bez żadnego problemu używać w warunkach domowych. Jest niewielkich rozmiarów- jak telefon komórkowy, przez co sprawia, że nadaje się do stosowania także w podróży. Mobilne EKG dokonuje pomiaru na dwa sposoby: poprzez klatkę piersiową – ramię-dłoń lub poprzez dłoń – ramię – korpus-ramię-dłoń. Sprzęt rejestruje rytm serca (czas rejestrowania: 30 sekund), a następnie dzięki połączeniu Bluetooth® Smart przesyła bezprzewodowo dane na telefon typu smartphone. Natychmiast po zakończeniu pomiaru na wyświetlaczu LCD ukazuje się informacja o rytmie serca. Urządzenie posiada funkcję wykrywania arytmii. Firma Beurer oferuje możliwość bezpłatnego pobrania aplikacji oraz oprogramowania do prezentacji i analizy danych „BeurerCardioExpert”. Mobilne EKG Beurer ME 90 posiada trzyletnią gwarancję producenta.

Rejestrowanie rytmu serca

Samodzielne kontrolowanie funkcji serca w domu lub w podróży
Bluetooth® Smart do przesyłania danych pomiarowych do smartfona
Szczególnie polecane dla osób:

cierpiących na: nadciśnienie, podwyższony cholesterol, cukrzycę, obciążenie dziedziczne,
z nadwagą, mało aktywnych ruchowo, palących duże ilości tytoniu, będących pod wpływem stresu,
cierpiącym na bezsenność,

z przebytymi zawałami serca i/lub udarami
Łatwy w użytku/obsługa jednym przyciskiem

Mały i poręczny

Czytelny wyświetlacz LCD

Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru

Czas rejestrowania rytmu serca: 30 sekund

Pomiar poprzez: klatkę piersiową-ramię-dłoń lub poprzez dłoń-ramię-korpus-ramię-dłoń

Natychmiastowa informacja o rytmie serca po zakończeniu pomiaru

Wykrywa arytmie

Pamięć na 36 pomiarów

Złącze PC wraz z kablem USB

Oprogramowanie komputerowe do szczegółowej prezentacji i analizy danych

Data i godzina/automatyczne wyłączenie

Wskaźnik stanu naładowania baterii

W zestawie 2 baterie litowe 3 V CR 2032

Wyrób medyczny
Możliwość nieodpłatnego pobrania aplikacji i oprogramowania „BeurerCardioExpert”
Gwarancja: 3 lata